

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準				
	The Get Medicine Operating Standards of Automated Dispensing Cabinet				
編號	A31000-Q02-W-B17	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	112 年 10 月 17 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 03 月 19 日
版本/總頁數	第 1.1 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準。

二、範圍

設置有自動調配藥櫃(ADC)之護理單位。

三、說明

(一) 自動調配藥櫃 Automated Dispensing Cabinet，以下簡稱 ADC，全院各單位之 ADC 由藥劑科為主要負責設置與稽核。

(二) ADC 取藥流程

1. 醫師開立醫囑。
2. 兩位藥師審核醫囑處方。
3. 護理人員核對醫囑（於 HIS 住院護理系統之護理執行，核對預定執行處方名稱、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽『正確』）。
4. ADC 畫面顯示醫囑。
5. 護理師至 ADC 藥櫃取藥。

(三) ADC 藥物品項於 HIS 護理執行之處方名稱欄位的畫面顯示：醫囑開立後，藥物底色呈現『暗綠色』（如圖一），待兩位藥師審核醫囑及護理人員核對醫囑後，藥物底色呈現『亮綠色』且藥物名稱呈現『粗斜體』（如圖二）。

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	2/8

住院護理系統 [護理執行 Version: 1.44.0.15] [服務專線]

查詢患者 離院查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 行政管理 說明(H) 關閉(C)

補充藥物 列印 過敏反應 輸血紀錄 轉床紀錄 產生電子病歷 防護 檢查排程 雲端藥歷

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血 麻醉

常用項目: ☒ 藥品 ☒ 檢查 ☒ 處置 顯示班別: 日班 庫別代碼: A31210

處方名稱	執行量	單位	途徑	頻率	每體表面積劑量	總施打劑量	持續時間	單位	預定時間	實際時間	核對狀態	執行狀態
(軟)NS 500ml(pack) (公藥...	1.000	pack	IVD	STAT	0.000	0.000	0	時	11/08 12:19	11/08 12:22		
Diphenhydramine HCL (Vena ...)	1.000	amp	IVD	STAT	0.000	0.000	5	分	11/08 12:19	11/08 12:22		
(針)Betamethasone (Rinderon) ...	1.000	amp	IVD	STAT	0.000	0.000	5	分	11/08 12:19	11/08 12:22		
LACTAM (Panadol) 500mg/tab	1.000	tab	PO	STAT	0.000	0.000	0	時	11/08 12:19	11/08 12:22		
(膏)(vial計) 500) Mabthera (...)	1.000	vial	IVD	STAT	380.430	700.000	330	分	11/08 12:19	11/08 12:22		
(膏)(vial計) 100) Mabthera (...)	2.000	vial	IVD	STAT	380.430	700.000	330	分	11/08 12:19	11/08 12:22		
NS 500ml/(公藥)	1.000	bot	IVD	STAT	0.000	0.000	330	分	11/08 12:19	11/08 12:22		
(針)(vial) Vinorelbine-TEVA(Onco...	1.000	vial	IVD	STAT	0.540	1.000	10	分	11/08 12:19	11/08 12:22		
(100) NS100ml(pack)	1.000	pack	IVD	STAT	0.000	0.000	10	分	11/08 12:19	11/08 12:22		

藥物底色呈現暗綠色

圖一、醫囑開立護理執行畫面

住院護理系統 [護理執行 Version: 1.44.0.15] [服務專線]

查詢患者 離院查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 行政管理 說明(H) 關閉(C)

補充藥物 列印 過敏反應 PCN(-) 輸血紀錄 轉床紀錄 產生電子病歷 防護 檢查排程 雲端藥歷

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血 麻醉

常用項目: ☒ 藥品 ☒ 檢查 ☒ 處置 顯示班別: 日班 庫別代碼: A31210

處方名稱	執行量	單位	途徑	頻率	預定時間	實際時間	核對狀態	執行狀態
(小換藥 CD) (手術、創傷處...	1.000	次		PRN	10/24 11:39	11/08 08:14	正確	
大量液體點滴注射 (IV drip...	1.000	次		PRN	10/24 11:39	11/08 08:14	正確	
大量液體點滴注射 (IV drip...	1.000	次		PRN	10/24 11:39	11/08 08:14	正確	
One Touch Sugar	1.000	次		PRN	10/24 11:39	11/08 08:14	正確	
(管1)(針) Morphine 10...	0.500	amp	SC	PRN	11/04 12:33	11/08 08:14	正確	
LACTAM (Panadol) 500m...	1.000	tab	PO	PRN	11/04 13:30	11/08 08:14	正確	
(膠囊)Keto E.M.10mg/cap (攝...	1.000	cap	PO	PRN	11/05 12:13	11/08 08:14	正確	
(外)Bisacodyl supp	2.000	pill	RECT	PRN	11/05 12:14	11/08 08:14	正確	

藥物底色呈現亮綠色
藥物名稱呈現粗斜體

圖二、藥師審核及護理人員核對後護理執行畫面

(四) ADC 取藥過程

1. 一般藥物取藥過程 (如圖三)

- (1)刷入員工證條碼和指紋登入 ADC 系統。
- (2)進入病人清單後，選取病人。
- (3)進入病人藥單系統，畫面呈現可取用的藥物醫囑，其底色呈現『綠色』。
- (4)選取及核對藥物醫囑的品項、數量，正確後進行點選，點選藥物醫囑後，其底色『反白』，亦可同時點選多筆藥物醫囑。
- (5)點選藥物醫囑後，系統自動帶入取藥數量 (醫囑執行量)，確認後點選『Enter』，再點選『打開抽屜』，系統自動彈出該筆藥物藥盒。
- (6)自藥盒中拿取當次給藥數量，完成取藥後關上抽屜，再點選『當您完成取

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	3/8

藥，請按此鍵』後，再點選『打開』，系統自動彈出另 1 筆藥物藥盒。

(7)完成取藥後，登出 ADC 系統。



圖三、一般取藥過程

2. 管制藥物取藥過程（如圖四）

(1)刷入員工證條碼和指紋登入 ADC 系統。

(2)進入病人清單後，選取病人。

(3)進入病人藥單系統，畫面呈現可取用的管制藥物醫囑，其底色呈現『綠色』。

(4)選取及核對管制藥物醫囑的品項、數量，正確後進行點選，點選管制藥物醫囑後，其底色『反白』。

(5)點選管制藥物醫囑後，需進行雙重核對，另 1 位同仁需刷入員工證條碼和指紋登入，系統自動帶入取藥數量（醫囑執行量），確認後點選『Enter』，再點選『打開抽屜』，系統自動彈出該筆管制藥物藥盒。

(6)自藥盒中拿取當次管制藥物給藥數量前，需要先清點及輸入管制藥物現存

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	4/8

庫存量，系統會自動判斷管制藥物現存庫存量的正確性，若不符合，系統會顯示需再次確認及輸入管制藥物現存庫存量的正確量，完成清點後，先將當次管制藥物給藥數量的管制藥處方箋放入藥盒內後再拿取管制藥物，完成取藥後關上抽屜，再點選『當您完成取藥，請按此鍵』。

(7)完成取藥後，登出 ADC 系統。



圖四、管制藥取藥過程

- (五) 藥劑科與單位負責人員應定期進行檢討 ADC 品項設置及備藥量之合宜性。
- (六) 藥劑科設有 ADC 藥品稽核週：每季 1、4、7、10 月最後一週，由樓層藥師進行稽核。
- (七) ADC 藥品品項清單可於 HIS 系統/程式集/智能藥櫃系統即時查詢（如圖五）。

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版
		頁碼/總頁數	5/8

智慧藥櫃系統 - [使用者: 陳益健] [ADC庫存現況 Version: 1.0.0.9] [服務專線: 02-23123456]

ADC清單 ADC庫存現況 管制藥即時庫存 取藥核對紀錄 說明(H) 關閉(C)

機器現狀 藥品出入庫冊

大樓 護理站

核醫大樓	N17	295				91	KCL5	95	VOLU6
核醫大樓	N16					92	BFLU	96	
核醫大樓	N15	296				93	DIPE	97	AKYN
核醫大樓	N14					94	EVAC	98	BOSMS5
核醫大樓	N13	297				99	MORI		
核醫大樓	N12					46	ALOX	48	ATIV1
核醫大樓	N11					51	ALOX	53	ERES
核醫大樓	N10					56	ALOX	58	VENA
核醫大樓	N09	249	250			61	MAGL	63	TRAMX
核醫大樓	N08	254	255			66	EGLU	68	PANA
核醫大樓	BC	259	260			71	VENAC	73	TAKE
核醫大樓	CCU	264	265			76	GLUC3	78	KENT
核醫大樓	SI	269	270			81	VENAC	83	MOFR
核醫大樓	NSI	274	275			86	BROG1	88	IMOL
核醫大樓	MI	279	280						
核醫大樓	ER	284	285						
核醫大樓	N01	289	290						

最近更新時間: 2023-08-10 08:44

Car2	1	MORP	3	SMBC	4	CODET1	5	DEMEI
	6	PAIN	8	MORFT1	9	COYN	10	MORFM
	11	DURC6	13	DURC1	14	ZOFRI	15	DURC2
	16	ORAD	18	EMEN	19	LASIA	20	DULCS
	21	XYLO2	23	PRMI	24	CB	25	NOVAI
	26	XYLO2	28	SOLU4	29	VITK1	30	KETOI
	31	ADEC	33	SOLUC	34	TRANS	35	NORV
	36	PANTI	38	CATAT	39	FLUI	40	HEPA1
	41	PANTI	43	ASFE	44	BOOMI	45	MEPEA

MasterForm Version:1.0.0.9 [A33700A/A33700B/A33700C] 使用者: 陳益健

圖五、智能藥櫃系統

(八) 單位需配合 ADC 藥品稽核，藥劑科派藥師至單位稽核時，負責人若不在單位中，單位需有代理人制度。

(九) 新增 ADC 藥品品項或廢除 ADC 藥品品項，均需經由藥劑科知情同意，由藥劑科辦理。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	6/8

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
112.10.17	1.0	新制定	112 年 10 月 11 日 護理長會議通過； 112 年 10 月 17 日 督導會議通過公布
113.03.19	1.1	第三項第六目內容說明修訂。	113 年 02 月 01 日 照護標準組會議通過； 113 年 03 月 13 日 護理長會議通過； 113 年 03 月 19 日 督導會議通過公布
114.04.10	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	自動調配藥櫃(ADC)取藥作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B17	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	8/8