

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析技術 I 評核表	編號	A31000-Q06-F-B48
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	111 年 11 月 08 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：血液透析室護理人員。

二、評核方式：

1. 實際操作或口述。
2. 評核護理記錄。

三、評核內容：

1. 用物準備：Check 用物是否準備正確、齊全。
2. 血液透析機 Rinse 之操作。
3. Prime 操作：

- a. 打開血液迴路管套組外包裝，拿取輸液套管(IV set)插入 0.9% N.S. 1000ml 掛於 IV stand 上，擠壓滴注室使液面維持在 2/3 處；拆除 A.K. 外包裝，置於 Holder 上。將動、靜脈的血液迴路管依管路裝置於血液透析機台上。靜脈的血液迴路管出口端放置固定夾上，以懸空方式掛於排水袋口上方，避免靜脈血液迴路管出口端放置過低與污水接觸造成染污。
- b. 將血液迴路管中的各個小夾子夾住，並檢查螺旋帽是否旋緊。將血液迴路導管 T-line 和 V-chamber line 的小夾子拉到底並夾緊；抗凝劑輸注管管夾的小夾子要推到底夾在管路的粗段。
- c. 以無菌技術將靜脈測壓管接上壓力保護罩(Protector)，旋緊固定於血液透析機的靜脈壓監測口。IV set 接於動脈血液迴路管的 T-line 上。打開 IV Set 開關閥，先將 0.9%N.S. 沖滿 T-line 前的動脈血液迴路管，排除空氣後，將大夾子夾緊，掛於 IV stand 上，打開 Blood Pump，流速維持 150ml/min 並繼續充滿動脈血液迴路管後將 Blood Pump 關掉。
- d. 動脈端及靜脈端的血液迴路管須與 A.K. 旋緊後，將 A.K. 靜脈端朝上，置於 Holder，以利排除空氣。將 A.K. 靜脈端朝上，啟動 Blood Pump，血液流速維持 150ml/min，當 0.9%N.S. 排掉到剩 500cc 時，血液透析機會自動跳停。血液透析機自動停止 Priming 後，移除靜脈血液迴路管外循接頭，與動脈血液迴路管銜接，銜接後打開動脈端的大夾子。打開保護罩夾，操作面板，使 V-chamber 液面上升至 8 分滿。
- e. 壓下啟動 Blood Pump，維持 200ml/min 的流速。
- f. 血液透析機第一階段自我測試完畢，面版顯示將外膜套在 A.K. 的外管後壓下 “↵” 確認鍵，機器才會執行第二階段的脫水測試及管路密閉漏血測試。套外管時，將 A.K. 動脈端朝上，待外管充滿透析液後，再將靜脈端朝上，排內管的空氣，內管空氣排後將動脈端朝上。
- g. 輕拍 A.K. 前，必須先確定 A.K. 的外管已經充滿透析液，只能用手掌輕拍或搖動 A.K. 排空氣。
- h. 待第二階段的自我測試完成，可以上機進行血液透析治療。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析技術 I 評核表	編號	A31000-Q06-F-B48
	制定 單位		版本	第 2.5 版
		護理部	修正日期	111 年 11 月 08 日
			頁數/總頁數	2/2

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容										正確率 (%)	備註
			1	2	3a	3b	3c	3d	3e	3f	3g	3h		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V＋X)】×100%