

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電擊器管理評核表	編號	A31000-Q07-F-019
			版本	第 2.9 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 04 月 09 日
			頁數/總頁數	1/1

一、適用範圍：全院各單位電擊器（含中興分院）

（不適用單位：緩和、IR、NI、BR）。

二、評核方式：採實地查核機器並請護理人員進行操作。

三、評核內容：

1. 實際查看電擊器設備

- 電擊板外觀是否乾淨。
- 有無保持充電狀態。
- 螢幕左上角日期是否正確。
- 電擊器初級保養檢查紀錄是否完整。
- 有無定期測試電擊器功能並將結果黏貼在「電擊器測試每日查核表」。(加護病房及急診三班測試、一般單位每天測試一次；雙向 150 焦耳)
- 每月月底有無進行蓄電池測試並記錄在「年度儀器設備初級保養檢查紀錄表」蓄電池檢測項目中。

2. 請護理人員實際操作電擊器功能測試

- 先移除電源插頭。
- 開機、選取電擊的焦耳數（雙向 150 焦耳）。
- 充電後放電。

3. 請護理人員實際操作蓄電池之檢測步驟

- 先移除電源插頭。
- 開機、選取電擊的焦耳數（雙向 150 焦耳）。
- 充電後放電。
- 放電後電池之狀態可持續超過一小時，且螢幕還有畫面（口述）。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容														正確率 (%)	備 註
			1a	1b	1c	1d	1e	1f	2a	2b	2c	3a	3b	3c	3d			

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%