

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	顱溫槍使用說明評核表 “Exergen” Temporal Scanner -TAT-5000	編號	A31000-Q18-F-B01
	制定單位	護理部	版本	第 1.2 版
			修正日期	113 年 03 月 19 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：“Exergen” Temporal Scanner -TAT-5000

四、顱溫槍使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 按住開關按鈕，探測頭直接接觸皮膚滑過前中間額頭，並持續按住。
2. 感應探頭慢慢滑動經過前額到髮線邊緣。
3. 持續按住開關按鈕輕觸耳垂後方。
4. 鬆開按鈕、讀取及記錄體溫。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 異常溫度偏低時檢查探頭是否有髒污，以小棉籤清理感應探頭凹陷處，及以酒精棉片清理感應探頭。
2. 測量在易流汗者皮膚造成異常溫度偏低時，待患者不流汗溫度測量才可繼續。
3. 異常溫度偏高時確認非因帽子、毯子、鬢髮阻檔而造成體溫偏高，掃描區域不被其他物件遮蓋待30秒後該處被遮蓋處溫度就近似環境溫度。

（三）清潔保養注意事項：

1. 每班至少一次以小棉籤清理感應探頭凹陷處，及以酒精棉片清理感應探頭。
2. 出現低電力時，請提請修由醫工組更新電池。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	顛溫槍使用說明評核表 “Exergen” Temporal Scanner -TAT-5000	編號	A31000-Q18-F-B01
			版本	第 1.2 版
	制定單位	護理部	修正日期	113 年 03 月 19 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) /實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____