

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	十二導程心電圖儀使用說明 評核表 PHILIPS/TC30	編號	A31000-Q18-F-B03
	制定 單位	護理部	版本	第 1.2 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：PHILIPS/TC30

四、十二導程心電圖儀使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 開立 E.K.G.(限病房執行)醫囑後由印表機列印 E.K.G.檢查單。
2. 皮膚準備工作。
3. 連接 E.K.G 導線：RA—右手腕部、LA—左手腕部、RL—右腳踝部、LL—左腳踝部、V1—第四肋間胸骨右緣、V2—第四肋間胸骨左緣、V3—介於 V2 和 V4 中間位置、V4—第五肋間與鎖骨中線交叉處、V5—腋前線與 V4 等高處、V6—腋中線與 V4 等高處。
4. 輸入病患 ID、AccNO (檢查單號或醫囑單號)及年齡。
5. 按下儲存心電圖檔案。
6. 按下傳送心電圖檔案(或至檔案庫內也可傳送)。
7. 傳送完成後按下關閉或 Esc 鍵。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 基線漂移：消除病患疑慮，並確保病患的舒適狀態。若病患震顫，則將肢電極貼附在病患身體較高部位（靠近軀幹）。請確保導線不會拉扯到電極，且電極穩固地貼附於病患。啟動基線漂移濾波裝置。
2. 軀體震顫：為病患披上毛毯保持溫暖。協助病患使其減少移動。
3. 交流電干擾：檢查可能造成電子干擾的設備，拔除該設備，或轉換為電池供電。將導線沿著四肢置放，並遠離所有電子設備。啟動交流電濾波裝置。

（三）清潔保養注意事項：

1. 清潔病患纜線：以軟布沾溫和肥皂水每週清潔一次，清潔前要將抹布擰乾。勿使用丙酮、石碳酸、環氧乙烯、氨水清潔液。勿將纜線浸泡或進行高溫高壓消毒，且勿將接頭弄濕。
2. 每次病患使用後立即使用軟布沾溫水清潔，清潔前要將抹布擰乾。使用前須完全晾乾Welsh球電極的壓球和蓋子。不使用時避免放於陽光直射及過熱處。
3. 使用軟布沾水每週清潔一次，清潔前要將抹布擰乾。使用前要讓觸控螢幕完全晾乾。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	十二導程心電圖儀使用說明 評核表 PHILIPS/TC30	編 號	A31000-Q18-F-B03
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.2 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____