

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	蒸氣吸入機使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B12
		NE-U12	版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：NE-U12

四、蒸氣吸入機使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 將連接插頭插在電源插口。
2. 將電源打開。
3. 加入 0.45% SODINM CHLORIDE。
4. 轉動定時器。
5. 開始噴霧。
6. 噴霧執行中，注意蛇行管是否接好。
7. 噴霧結束，將電源關掉。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 無電源或無亮燈：電線與機器重新安裝。
2. 無噴霧功能：將藥杯正確安置於機器。
3. 漏水：把過多的水經由排水管排出。
4. 水位警報：加水到浮球開關上升。
5. 無藥劑噴出：放入藥劑。
6. 風扇不動：關閉後門。

（三）清潔保養注意事項：

1. 添加清水或藥劑時應保持於高低水位標線間，並避免濺濕機殼。
2. 定時更換清水及清洗藥杯。
3. 機殼應保持乾燥以免潮濕短路或生鏽腐蝕。
4. 蒸氣杯內磁石應注意保護避免脫落，導致機器無法操作。
5. 風扇濾網應定時清潔。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	蒸氣吸入機使用說明評核表 NE-U12	編 號	A31000-Q18-F-B12
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____