

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	紫外線殺菌裝置使用說明評核表 Clean lizer(CL-107)	編 號	A31000-Q18-F-B14
	制定 單位		版 本	第 1.5 版
		護理部	修正日期	109 年 06 月 04 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Clean lizer(CL-107)

四、紫外線殺菌裝置使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 進行紫外線照射殺菌時，須將紫外線殺菌裝置的門打開；若要進行強制式循環式空氣殺菌時，則可將門關閉進行殺菌。
2. 時間設定：達 99.9%殺菌效果，總瓦數 120-140 瓦，距離 6 公尺，建議照射至少 2 小時以上。
3. 燈管上之灰塵、油漬皆會直接影響穿透力，應保持乾淨。
4. 按下電源到”開始/停止鍵”位置進行開機，開始進行殺菌。在按”開始/停止鍵”後，到實際照射有 5 分鐘成照射待機狀態。
5. 設定人員離開時需將病房門關上，並掛上使用中告示牌，告知此空間紫外線殺菌中勿靠近與進入。
6. 離開前設定人員應確認儀器設定完成與環境安全。
7. 殺菌時間到，紫外線殺菌裝置會自動停止並關機。
8. 移除電源線。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 燈管更換警告：雖然尚可使用，但滅菌的效果會降低，所以仍應盡快進行更換燈管。
2. 燈管斷線警告：可能是燈管的壽命已到或是插口與燈管的連接不良，應提出請修。
3. 停電警告：由於從上次照射開始之後有發生電源遮斷的情形，所以無法按照設定時間完成照射，應再次進行照射。

（三）清潔保養注意事項：

1. 更換燈管時，請一定要從電源插座將AC電源線拔掉後再進行作業。
2. 當一般使用下，請每年申請請修，請醫工進行評估或累積時數達3000小時則須更換。
3. 紫外線之穿透力極強，若人員必須進入照射範圍內，眼睛請勿直視照射源，以免眼睛受到傷害。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	紫外線殺菌裝置使用說明評核表 Clean lizer(CL-107)	編 號	A31000-Q18-F-B14
	制定 單位		版 本	第 1.5 版
		護理部	修正日期	109 年 06 月 04 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____