

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	烤燈使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B15
		BL-20	版本	第 1.2 版
	制定單位	護理部	修正日期	108 年 04 月 11 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：BL-20

四、烤燈使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 插電。
2. 先選擇時間設定或長時間照射方式。
3. 將指標對準 ON 時是長時間照射，將指標對準時間刻度時，其照射時間為刻度時間，如果燈光切斷後，需將電源開關切 OFF 停 2 秒後再開即可。
4. 選擇雙燈照射時，需將第二盞燈開關切入 ON 即可。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 突然燈泡沒電，發生原因：是否已設定時間及插頭是否脫落。
處理方法：確認照射方式是選擇時間設定或長時間照射方式及插頭是否脫落。
2. 燈泡一閃一閃的，發生原因：插頭處是否感應不良。
處理方法：燈泡是否鬆脫，確認前請注意燈泡溫度。
3. 電燈不亮，發生原因：開關是否已將指標對準 ON。
處理方法：燈泡可能燒毀。

（三）清潔保養注意事項：

1. 使用時間最長勿超過 30 分鐘，若需重複使用，則需間隔 30~60 分鐘。
2. 照射時儘量減少燈泡震動可增長燈泡壽命。
3. 照射剛結束時，燈泡很燙需等3~5分鐘後再移動，可增長燈泡壽命。
4. 烤燈若經常移動易使燈泡容易振動鬆脫，所以應經常檢查燈泡是否鬆動，且加以鎖緊可增長燈泡壽命。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	烤燈使用說明評核表 BL-20	編 號	A31000-Q18-F-B15
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.2 版
			修正日期	108 年 04 月 11 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____