

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	活動式抽痰機使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B16
		DF601	版本	第 1.3 版
	制定單位	護理部	修正日期	112 年 07 月 04 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：DF601

四、活動式抽痰機使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 使用前先插插座，輸入電源時 POWER 燈亮。
2. 檢查吸引器瓶蓋及各處接頭是否密閉及牢固。
3. 將開關 ON-OFF 按下 ON 處即可使用。
4. 壓力強弱由調節鈕調整，測試其抽吸壓力及功能，測試抽吸機並調整適當吸力。
壓力設定：成人 120-150mmHg、小孩 100-120mmHg、嬰兒 80-100mmHg、早產兒 60-80mmHg。
5. 依抽痰標準技術操作。
6. 吸引瓶為塑膠 PC 材質，嚴禁使用消毒劑或其他化學劑清洗、浸泡，會產生化學變化，造成龜裂現象。
7. 痰液收集瓶液體滿 1/2 要倒出清洗再繼續使用，若使用完畢必須清洗以維持乾淨。
8. 本儀器若長時間未使用，使用前應讓其機器空轉 3-5 分鐘。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 儀器是否正常開機：當您接上正確電源時，按下綠色電源開關，儀器會啟動並運轉，請檢查電源輸入是否正常或電源線是否正常。
2. 馬達能運轉，但無吸力：請確認所有接頭、管子是否連接密合及確認瓶子、瓶蓋是否破裂及有無密合。
3. 吸力微弱：請使用壓力調節鈕逐漸增加壓力，並確認所有連接管與瓶子是否破裂，最後將儀器上的吸入孔以手指按住測試壓力是否達到 72CM/HG，當壓力達最高時再鬆放，若真空計指針無法上升，請您送回原廠維修。

（三）清潔保養注意事項：

A. 吸引瓶

1. 將吸引瓶請先關閉電源，等吸力慢慢減弱。
2. 請將瓶蓋打開，將吸引瓶取出。
3. 每次使用後，請您仔細清洗吸引瓶，建議清洗方法如下：
 - (1) 用清水清洗。請勿使用任何含化學藥劑的清潔劑清洗，否則會造成吸引瓶龜裂或破壞吸引瓶的結構。
 - (2) 此吸引瓶為 PC 材質，可耐高溫、高壓亦可消毒。建議放入 120°C 消毒鍋消毒，並維持瓶口朝上。

B. 吸引管

1. 每次使用後，請吸清水約 30c.c. 清洗吸引管內部。
2. 再以乾淨的布擦拭吸引管表面，並保持乾淨建議保養方式高溫下連續消毒 20 分鐘。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	活動式抽痰機使用說明評核表 DF601	編 號	A31000-Q18-F-B16
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.3 版
			修正日期	112 年 07 月 04 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	A1							
	A2							
	A3-1							
	A3-2							
	B1							
	B2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____