

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比使用說明 評核表 Volumat Agilia VP MC	編號	A31000-Q18-F-B21
	制定 單位	護理部	版本	第 2.0 版
			修正日期	111 年 01 月 04 日
			頁數/總頁數	1/2

- 一、評核對象：護理人員
- 二、評核方式：護理人員以口述或實際操作
- 三、廠牌規格：Fresenius Kabi Volumat Agilia VP MC
- 四、點滴幫浦使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

- 卡比輸液套上有藍色安全夾與綠色標記，於進行排氣後安裝在儀器上時，需與儀器的幫浦門開闔板內的顏色相對應安裝好(即藍色對藍色，綠色對綠色)。
- 正確安裝卡比輸液套後，確實關上儀器的幫浦門開闔板，儀器會立即自動進行測試(OCS 測試)。
- 能正確設定輸注數值：輸注總量、輸注時間或輸注速度與醫囑相符。
- 能正確說出各按鍵功能並正確操作。
- 能正確排除點滴幫浦之障礙警示訊息原因。
- 所有動作前需先按停止鍵才能操作下一個動作，操作完後記得按開始鍵。
- 連續使用超過 24 小時，須將壓板上的輸液套管移動，以免變形影響注射量。

(二) 障礙警示的排除方法：

訊息	問題/解決方法
Install set !!! (安裝輸液管!!!)	開始時並未裝入輸液管或門開啟。 安裝輸液管並關閉門。
Check set installation !!! (檢查輸液管安裝情況!!!)	上端或下端感應器前方無輸液管。 檢查輸液管安裝情況。
Air bubble !!! (氣泡!!!)	偵測到氣泡(起始時、輸注期間或輸注停止時)。 從輸液管中去除氣泡。
Air alarm !!! (空氣警示!!!)	輸注期間偵測到氣泡。 從輸液管中去除氣泡。
Downstream occlusion !!! (下端阻塞!!!)	輸注管線中的壓力已達閾值水準。 檢查輸注管線是否阻塞。如有需要，重新調整壓力閾值。
Upstream occlusion !!! (上端阻塞!!!)	上端管線中的壓力過低。 檢查滾輪式夾具。檢查容器及管線。檢查容器高度。檢查通氣口(若使用瓶子)。檢查管線是否纏繞。
Very low battery !!! (電力極低!!!)	電力極低。 將幫浦連接至電源，並充電一段時間。

(三) 清潔保養注意事項：

- 點滴幫浦上勿擺放任何物品，儀器擺置位置具有安全性及方便性。
- 點滴幫浦保持清潔乾淨，無汙漬殘留，若有汙漬以清水擦拭，勿以酒精。
- 點滴幫浦不使用時，將電線收拾整齊，特別檢查電源線及插頭是否破損，檢測附件之完整性。
- 點滴幫浦有設立儀器保養卡，並有定期保養記錄。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比使用說明 評核表 Volumat Agilia VP MC	編號	A31000-Q18-F-B21
			版本	第 2.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	111 年 01 月 04 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 障礙警示的排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%): **【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】 × 100%**

評核總成績：_____