

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 N-65	編號	A31000-Q18-F-B22
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：N-65

四、血氧濃度感測儀使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 打開面板上左上角之電源開關 。
2. 按下目錄鍵  可進入參數目錄，反覆按此鍵，即可選擇所要調整參數。若 30 秒內無任何操作，螢幕將自動回到數據顯示畫面。
3. 按下向下鍵 ：正常操作時按此鍵，可減少脈搏蜂鳴的音量。若按下目錄後，此鍵功能為減少該參數值(設定值)。
4. 按下向上鍵 ：正常操作時按此鍵，可增加脈搏蜂鳴的音量。若按下目錄後，此鍵功能為增加該參數值(設定值)。
5. 按住警報靜音鍵  3 秒鐘，即可調出”警報靜音目錄”(30、60、90、120 sec 或 off)，以上下鍵設定後，再按一次此鍵即設定完成。按下警報靜音鍵，在螢幕上會出現  圖示，代表警報已靜音，當警報靜音期設置為 OFF 時，此燈即閃爍，並每 3 分鐘發出一聲警報提示音。
6. 按下背光鍵  可以開啟/關閉背光功能。背光大約會維持 10 分鐘。
7. 按下數據(記錄/列印)按鍵 ，可以保存目前所顯示的 SpO2 及脈搏數據。在列印模式下，按此鍵可以列印所保存的數據(監測儀僅能以紅外線連接印表機)。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 電池電量不足 ：請打開儀器背面，進行更換 3 號電池共四顆。如果依然出現此訊息，請通知醫工組維修人員。
2. 感應線脫離機器  或是感應線與患者分離 ：按警報靜音鍵靜止警報，檢查連接。若問題仍未解決，則更換感應器或電纜。
3. 按電源開關鍵無反應：若是使用電池供電，則可能是電池沒電。若是更換電池後仍無法開啟，請通知醫工組維修人員。
4. 若出現 Er+錯誤碼：請依錯誤碼的訊息代碼進行處理。

（三）清潔保養注意事項：

1. 以非腐蝕性的清潔劑或70%酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及附件上。
3. 感應器可以使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 N-65	編 號	A31000-Q18-F-B22
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期															
被評核者															
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：														
	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	(二) 異常簡易故障排除方法：														
	1														
	2														
	3														
	4														
	(三) 清潔保養注意事項：														
	1														
	2														
	3														
正確率(%)															
評核者															
備註															

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____