

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	胃、胸腔低壓引流泵使用說明評核 表 D-F500	編號	A31000-Q18-F-B23
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：D-F500

四、胃、胸腔低壓引流泵(D-F500)使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能執行選擇間歇性 INTE 或持續性 CON。
2. 能執行間歇性功能：時間設定，按 INTE 後再做 VACUUM SET 設定，先按 1 min 表示個位數分，10 min 表示十位數分，設定完成後，再作 REST SET 設定。當 VACUUM SET 與 REST SET 兩組時間設定完成後按 START 鈕，可啟動執行。
3. 儀器運轉中，需更改設定時間時，請按 STOP 鈕，再做時間設定，完成後按 START 鈕，當需要停止本儀器運轉功能時請按 OFF 鈕。
4. 儀器運轉中想查知抽吸壓力高低，可按 V-TEST 鈕，壓力高低可由調節鈕作調節高低功能。
5. 抽吸負壓高低可由負壓計中顯示出來，其單位為 mmH₂O 而壓力高低與時間設定，請依照醫師指示使用。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 壓力不足：按 V-TEST 查知壓力大小(1)若壓力正常，則查檢自動止水閥是否上緊、細菌過濾器是否破裂或漏氣、引流瓶瓶蓋是否蓋緊、引流管與引流瓶接頭是否密合並處理之。(2)壓力不正常且無法排除原因則停止使用通知醫工。
2. POWER 燈不亮：通知醫工。

（三）清潔保養注意事項：

1. 引流瓶：用清水洗，勿使用任何含化學藥劑的清潔劑，避免引流瓶龜裂或破損。
2. 引流管：每次使用後，請吸清水約 30c.c.清洗吸引管內部，再以乾淨的布擦拭引流管表面。
3. 過濾器：未受汙染，每半年更換一次，當水溢滿或過濾器受損時，立即更換過濾器。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	胃、胸腔低壓引流泵使用說明評核 表 D-F500	編號	A31000-Q18-F-B23
			版本	第 1.1 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____