

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動式搬運架秤使用說明評核表 PA01-2150	編號	A31000-Q18-F-B25
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	106 年 06 月 26 日
			頁數/總頁數	1/3

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：PA01-2150

四、床上磅秤使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 歸零時需先將擔架放置於床秤橫桿上，保持穩定。
2. 擔架預扣功能操作，扣重擔架重量為5.55Kg，擔架直接放在機器上面即可扣除擔架重量，不需要將擔架拿起來扣重。
3. 請按數字鍵“5550”再按“衣物扣除”鍵，即會呈現-5.55。
4. 將擔架置於病人身側，使病人側躺，擔架之一端推至病人背部下，再讓病人平躺由另一端將擔架拉出，並調整擔架或病人使其重心位於擔架中心位置，以避免承重時重心不穩。
5. 將擔架之吊孔置入骨架之掛勾內後，運用手控器使吊架升起，擔架升起至少離病床2吋之高度（務必確保掛勾有置入吊孔內，才可以升起擔架）。
6. 確定所有動作無誤後，按下“手動鎖定”鍵即可測量到病人體重。
7. 如欲將當時秤體重暫時保留於螢幕時按此“記憶”鍵。
8. 若儀表有殘值必須完成“扣重/歸零”，才能進行下次測量。
9. 按“單位切換”鍵可作公斤或英磅之重量單位切換。
10. 使用完畢後，將擔架以消毒液擦拭晾乾，並將擔架捆捲放置固定位置。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 異常鈴聲或顯示訊號。
2. 升降系統無法上升或下降。
3. 顯示螢幕無法顯示
4. 擔架布出現裂縫
5. 擔架放置盒破裂

（三）清潔保養注意事項：

1. 使用清水扭乾的軟布擦拭機體，待乾燥後將機體塗上薄薄一層油。
2. 檢查螺絲是否鬆動，有鬆動時連絡醫工以工具栓緊。
3. 各個轉動的聯桿處或輪軸處需不定期上油。
4. 擔架放入擔架放置盒時需輕慢放入，禁止快速放下擔架放置盒會造成破裂。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動式搬運架秤使用說明評核表 PA01-2150	編號	A31000-Q18-F-B25
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	106 年 06 月 26 日
			頁數/總頁數	2/3

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動式搬運架秤使用說明評核表 PA01-2150	編號	A31000-Q18-F-B25
			版本	第 1.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	106 年 06 月 26 日
			頁數/總頁數	3/3

評核總成績：_____