

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	生理監視器使用說明評核表 Mindray iMEC10	編號	A31000-Q18-F-B26
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	108 年 06 月 12 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員實際操作及口述

三、廠牌規格：Mindray iMEC10

四、生理監視器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確按下開關，打開螢幕。
2. 能正確依成人生理監視器警告值上下限設定標準，設定警報上下限數值。
3. 能正確說出各按鍵功能並操作。
4. 能正確排除生理監視器之警報原因。

（二）異常簡易故障排除方法：

異常狀況	處理方法
1. 觸控螢幕無法準確操作	「主選單」→「維護」→「觸控式螢幕校準」。
2. 記錄儀異常	1. 將卡紙輕輕拉出；若看不到卡紙，請將記錄器門打開取出卡紙。 2. 按「Record」鍵，調整空白紙卷，避免撕紙時將紙拉歪。 3. 檢查記錄紙熱感方向是否正確。 4. 檢查「記錄設定」的波型是否有開啟波型。
3. 蓄電池無法充電	1. 檢查後方電源線是否接上主機，並確認是否連接牢固。 2. 檢查主機正面左下角交流電 LED 燈與電池 LED 燈是否恆亮。
4. 生理參數未出現	1. 檢查病人端是否接妥。 2. 更換感測線。

（三）清潔保養注意事項：

1. 檢查電源線是否完整及生理監視器外觀是否完整。
2. 每次使用後執行清潔保養，維持生理監視器主機之清潔，檢測附件之完整性。
3. 清潔方式請將清水噴於布料對主機進行擦拭，禁用漂白水或酒精直接噴於螢幕或後方功能孔。
4. 儀器為鋰電池，不使用仍建議持續充電。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	生理監視器使用說明評核表 Mindray iMEC10	編 號	A31000-Q18-F-B26
	制定 單位		版 本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	108 年 06 月 12 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4.							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____