

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	連線型血糖機使用說明評核表 Bionime Rightest (GM700Pro II)	編號	A31000-Q18-F-B27
	制定單位	護理部	版本	第 1.2 版
			修正日期	115 年 04 月 02 日
			頁數/總頁數	1/3

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Bionime Rightest (GM700 Pro II)

四、血糖機使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確掃描員工條碼進行登入。
2. 能正確掃描病患手圈上條碼進行身分辨識。
3. 能正確點選醫囑，執行血糖量測。
4. 能正確執行採血，機身傾斜，由上而下，以試片前端接觸血樣，聽到”嗶“一聲才移開血樣且不可二次補血。
5. 能正確將量測結果上傳。
6. 能正確以迴旋往左上角移除試片並丟入至感染醫療廢棄垃圾桶。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 能說出異常簡易排除方法至少三種。
 - 1001：試片已受損，請使用新試片進行檢測。
 - 1002：血糖機故障，請將血糖機送修。
 - 1003：信號傳輸中斷，請重新進行檢測。
 - 1004：血樣不足，請使用新試片進行檢測。
 - 1005：血糖試片錯誤，請重新插入試片;如該狀況仍出現，請將血糖機送修。
 - 1007：環境溫度超出儀器操作範圍，待溫度回至儀器操作範圍後，再重新進行檢測。
 - 1008：血樣或品管液過早取樣，請使用新試片進行檢測。
 - 1010：量測閒置時間過久，請重新進行檢測。
 - 1012：試片型號錯誤，請使用正確試片型號。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 能說出注意事項至少三種。
 - 血糖機和測試片須避免有灰塵、水或其他液體。清潔時使用酒精棉片擦拭螢幕後，務必以濕布將酒精擦掉，再以乾布擦乾，但需注意避免測試片插入口受潮。
 - 試片保存有效期限為開封後12個月，未開封則以瓶身標示日期為主；若開封有效日期期短於瓶身標示日期，以最短日期為主，開封後請於瓶身標示起訖日。
 - 每日需進行血糖機品管監控測試。
 - 本血糖機只適於全血，勿用血漿或血清進行量測。
 - 採血時務必適量的血液，只要血量可充滿觀察窗即可。
 - 血球容積比過高或過低，會造成血糖值誤差，如：血球容積比超過70%或低於20%。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	連線型血糖機使用說明評核表 Bionime Rightest (GM700Pro II)	編號	A31000-Q18-F-B27
			版本	第 1.2 版
	制定單位	護理部	修正日期	115 年 04 月 02 日
			頁數/總頁數	2/3

- 病人若有脫水現象血糖值亦會受影響。
- 偵測到非預設批號試片，啟動選擇更換試片批號。

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(二) 能說出異常簡易故障排除至少三種方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 能說出清潔保養注意事項至少三種：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	連線型血糖機使用說明評核表 Bionime Rightest (GM700Pro II)	編號	A31000-Q18-F-B27
			版本	第 1.2 版
	制定 單位	護理部	修正日期	115 年 04 月 02 日
			頁數/總頁數	3/3

評核總成績：_____