

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	膀胱容量測量儀使用說明評核表 Bladder Scan BVI 9400	編號	A31000-Q18-F-B28
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	108 年 12 月 16 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Bladder Scan BVI 9400

四、膀胱餘尿機使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：(實際操作)

1. 能正確開啟電源。
2. 能正確選擇合適測量型態(一般模式、女性、或小孩)。
3. 能正確在受測者在恥骨上方約三公分處塗抹超音波傳導膠。
4. 能正確將探頭放在塗抹超音波傳導膠位置，並將探頭對準預估膀胱位置。
5. 能正確操作測量鍵進行測量。
6. 能確認掃描膀胱位置是否在正確範圍內。
7. 如掃描出的膀胱圖形不完整，可正確依照指示方向調整探頭位置，再次進行測量。
8. 能正確執行儲存、查閱及列印掃描結果。
9. 完成測量後能將塗抹病人身上及探頭上之傳導膠擦拭乾淨。
10. 可說出 Bladder Scan 使用之限制 3 項。

(二) 異常簡易故障排除方法：(口述)

1. 儀器無法啟動：通常是電池完全沒電，檢查螢幕右上角電量圖示，電池必須充電或更換。
2. 印表機沒紙：請更換熱感紙裝置需確認正確。
3. 印表機過熱：請立即關掉BVI 9400。
4. 印表機卡紙：感應列印軸未在適當位置時，請將列印軸往上推，當熱感紙嚴重阻塞時，千萬不要啟動儀器，若印表機不能繼續往前送紙，請向後溫柔地推出卡紙，逆時針方向轉動微型旋輪。若卡紙無法取出時，不要試圖拆卸印表機，請線上申請請修儀器或聯絡醫工。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 每次探頭使用完畢後，使用衛生紙將傳導膠擦拭乾淨。
2. 消毒可使用紗布沾少量 75%酒精或使用酒精棉片擦拭探頭及主機(但主要螢幕避免擦拭)，直到完全乾淨。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	膀胱容量測量儀使用說明評核表 Bladder Scan BVI 9400	編號	A31000-Q18-F-B28
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	108 年 12 月 16 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____