

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 Schiller Argus OXMC	編號	A31000-Q18-F-B29
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	109 年 05 月 19 日
			頁數/總頁數	1/2

- 一、評核對象：護理人員
- 二、評核方式：護理人員以口述或實際操作
- 三、廠牌規格：Schiller Argus OXMC
- 四、血氧濃度感測儀使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確操作電源開/關鍵 ：按壓約 3 秒鐘，即可開/關機。
2. 進入系統設定，護理人員能正確操作設定如下：
 - a. 進行 3 種病患類型設定：成人、兒童、新生兒。
 - b. 設定血氧濃度警報上下值。
 - c. 設定脈搏警報上下值。
 - d. 設定警報音量。
 - e. 設定Beep音量。
 - f. 設定警報靜音週期。
 - g. 設定背光程度。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 電池問題：

能說出當電量低於 10%時，螢幕上電量指示會呈現黑色(如右圖 )，則須將電源線接上充電再使用。
2. 若 ARGUS OXMC 開機鍵無作用，或畫面無法開啟或開啟時無聲響等異常情形，能正確操作步驟如下：
 - a. 關閉主機。
 - b. 聯絡醫工組進行更換電源保險絲，若無法修復醫工組會協請廠商處理。
 - c. 若設備以內建電池運作中，請充電。
3. 若主機指出內建電池使用中，但已連結電源：能正確查核 ARGUS OXMC 電源線連結無誤。

(三) 清潔保養注意事項，能正確說出或操作以下三項：

1. 以非腐蝕性的清潔劑或70%酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及配件上。
3. 感應器可以使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 Schiller Argus OXMC	編號	A31000-Q18-F-B29
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	109 年 05 月 19 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期																
被評核者																
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：															
	1															
	2a															
	2b															
	2c															
	2d															
	2e															
	2f															
	2g															
	(二) 異常簡易故障排除方法：															
	1															
	2a															
	2b															
	3c															
	3															
	(三) 清潔保養注意事項：															
	1															
	2															
	3															
正確率(%)																
評核者																
備註																

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____