

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	紫外線消毒燈使用說明評核表 EZU-130 型	編號	A31000-Q18-F-B30
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	114 年 06 月 05 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：EZU-130 型

四、紫外線消毒燈使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能說出控制面板位置設定。
2. 能說出警示聲響時間 30 秒。
3. 能說出殺菌時間至少 30 鐘。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 能說出燈管不亮的原因。
2. 能說出燈管不亮的處理方式。

（三）清潔保養注意事項：

1. 能說出接觸性隔離之病人使用後，請使用1000ppm漂白水清潔。
2. 能說出當燈管不亮時，申請請修由醫工檢視是否需更換。
3. 能說出當一般使用下，每年申請請修，由醫工進行評估或累計時數達8000小時做燈管更換，以確保殺菌效果。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	紫外線消毒燈使用說明評核表 EZU-130 型	編 號	A31000-Q18-F-B30
	制定 單位		版 本	第 1.1 版
		護理部	修正日期	114 年 06 月 05 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____