

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	“生訊”無線生理信號傳導器操作 評核表	編號	A31000-Q18-F-B31
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	109 年 07 月 21 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：心臟內外科病房及同位素治療中心護理人員。

二、評核方式：護理人員實際操作及口述

三、廠牌規格：VT2000

四、生理監視器使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確按下無線生理信號傳導器開關，進行設定並正確裝置於病人身上。
2. 能正確操作換床及換傳導器之設定流程。
3. 能正確說出至少 2 項生理信號傳導器指示燈號代表的意義(如：藍燈閃爍→正常傳輸、綠燈閃爍→切換至其他接受器……等)。
4. 能正確操作護理站中控電腦版面。

(二) 異常簡易故障排除方法：

異常情形	可能原因及解決方法
傳導器配戴在身上卻顯示 LEAD OFF(持續或斷斷續續)或 ECG 基線雜訊過大	電極貼片配戴不良或失去黏性，重新配戴，皮膚可用酒精清潔後再用水濕潤。
病患無異常卻顯示 asystole	電極貼片互黏會導致此狀況，重新配戴

(三) 清潔保養注意事項：

1. 檢查傳導器及傳導線外觀是否完整。
2. 每次使用後執行清潔保養，維持傳導器及傳導線之清潔。
3. 傳導器及傳導線若不慎沾黏導電膠或其他汙漬，以微濕潤的軟布擦拭將表面污垢移除，隙縫處以非金屬工具挑除乾淨後再以酒精棉片清潔(應避開開關與接頭處)最後再用乾布擦乾。
4. 儀器為鋰電池，不使用仍建議持續充電。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	“生訊”無線生理信號傳導器操作 評核表	編號	A31000-Q18-F-B31
			版本	第 1.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	109 年 07 月 21 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____