

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B32
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	109 年 12 月 22 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：ACCUVEIN AV500

四、靜脈定位器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明

1. 開機：點擊紫色按鍵開機。
2. 設定操作：改變反轉設定，依靜脈可見度和眼睛舒適度。
3. 評估血管：投影評估病人週邊靜脈血管。

（二）異常故障處理方法

1. 如果出現故障螢幕，應立即停止使用AV500。關閉設備並聯絡醫工室處理。並告知故障螢幕上顯示的序號和故障代碼。
2. 若AV500持續插入經認證的原廠充電座上，而充電座上的指示燈未亮則表示內部電池發生異常，聯絡醫工室檢視。

（三）清潔保養注意事項

1. AV500背面的光學表面和鏡頭可使用酒精濕巾擦拭。
2. 請勿將AV500及充電座等配件弄濕或浸入液體中。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	ACCUVEIN AV500 靜脈定位器 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B32
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	109 年 12 月 22 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】× 100%

評核總成績：_____