

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	輸液/輸血加溫器 Barkey S – line 操作說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B33
			版本	第 1.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	110 年 04 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Barkey S – line

四、輸液/輸血加溫器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確操作機器固定鎖緊在點滴架上避免晃動或滑落。
2. 能正確操作啟動電源。
3. 能正確打開矽膠溫熱套管的末端凹槽將輸液 IV 管接近病人輸注端先放置到裡面，從輸液 IV 管約 3 公分處開始放置。
4. 能正確以大拇指輕壓輸液 IV 管讓矽膠溫熱套管凹槽將輸液 IV 管完全包覆其中，直到矽膠溫熱套管的前端的位置。
5. 能說出溫度到達 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 時即可使用。

（二）異常簡易故障排除方法：（口述）

1. 能說出機器出現過溫保護狀況時，將機器電源關閉並拔除插頭，約等候5分鐘機組冷卻，再次啟動電源，若仍無法回復，則請修。

（三）清潔保養注意事項：

1. 能說出以紗布沾少量酒精或清水擦拭面板及套管，直到完全乾淨。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	輸液/輸血加溫器 Barkey S - line 操作說明評核表	編號	A31000-Q18-F-B33
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	110 年 04 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) /實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____