

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	注射筒幫浦使用說明評核表 TOP-5530	編號	A31000-Q18-F-B35
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	110 年 04 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：TOP-5530

四、注射筒幫浦 Syring Pump(TOP-5530)使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確打開電源開關。
2. 能正確安裝注射筒。
3. 能正確設定流量(ml / hr)。
4. 能正確操作開始鍵開始輸液。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 蜂鳴器發出Beep長音：按開始鍵或將注射筒放好。
2. 蜂鳴器發出3短Beep音：設定流量或準備更換注射筒。
3. 機器按開始鍵後沒反應：連接外部電源線插頭提供電源。

（三）清潔保養注意事項：

1. 儀器上不可以放置任何物品。
2. 儀器平時要蓄電。
3. 藥液附著或有不乾淨時，請以溫水沾濕柔軟的布料擦拭，不要用酒精或稀釋劑等有機溶劑來擦拭機體。
4. 平時電線需用繞圈方式捲好，勿來回對折電源線，避免電線折損造成接觸不良甚至漏電。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	注射筒幫浦使用說明評核表 TOP-5530	編 號	A31000-Q18-F-B35
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.0 版
			修正日期	110 年 04 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____