

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	雙向（相）波低能量自動心臟電擊 使用說明評核表 PHILIPS Efficia DFM100	編號	A31000-Q18-F-B36
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	110 年 07 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：PHILIPS Efficia DFM100

四、雙向(相)波低能量自動心臟電擊器使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明

1. 能正確將旋轉扭轉至監視模式。
2. 能正確選擇導程II。
3. 能說出電擊板上均勻塗上 Jelly，以利導電及不傷害病人皮膚。
4. 能正確選擇電擊能量(150-200J)、電擊方式是否同步。
5. 能將電擊板放在正確的電擊位置並施壓。
6. 能正確執行充電（按機器面板或電擊板上黃色按鈕），按充電按鈕並喊 Clear。
7. 能正確按下電擊按鈕（機器面板或是 2 個電擊板上橘色按鈕）。

(二) 異常簡易故障排除方法

1. 導程無法顯示時:檢查是否連接導線至病患身上並選擇心電圖導程。
2. 電擊板無法充電:檢查是否正確連接主機及操作模式正確。

(三) 清潔保養注意事項

1. 以乾抹布使用清水擰乾後擦拭機體及螢幕。
2. 禁止使用丙酮、有機溶劑清潔儀器表面。
3. 確認電源線、EKG導線、電擊線外觀是否完整。
4. 確認電擊板外觀是否乾淨、完整。

(四) 雙向（相）波自動心臟電擊器功能測試

1. 雙向（相）波自動心臟電擊器功能需定期測試。
2. 將電擊器功能測試結果貼至電擊器測試每日查核表，並註明測試人之名字及測試結果。
3. 每月 30 日進行蓄電池功能測試，在年度儀器設備初級保養檢查紀錄表維護紀錄單上紀錄勾選蓄電池測試是否正常。測試結果異常應立即上請修系統申請維修。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	雙向（相）波低能量自動心臟電擊 使用說明評核表 PHILIPS Efficia DFM100	編號	A31000-Q18-F-B36
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	110 年 07 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(四) 雙向(相)波自動心臟電擊器功能測試：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____