

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 Schiller Argus OXM Plus	編號	A31000-Q18-F-B37
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	110 年 07 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Schiller Argus OXM Plus

四、血氧濃度感測儀使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明

1. 能正確操作電源開/關鍵：按壓約 2 秒鐘以上即可開/關機。
2. 進入系統設定，護理人員能正確操作設定如下：
 - (1) 進行病人模式(Patient)設定：成人、兒童、新生兒。
 - (2) 警報設定(Alarm)：設定警報上下限值。
 - (3) 系統監測設定(Alg config) 設定系統監測相關設定。
 - (4) 相關配置(Config)：調整相關設定。
 - (5) 時間設定(Time)：設定時間。
 - (6) 趨勢(Trend)：瀏覽趨勢資料。

(二) 異常簡易故障排除方法

1. 能說出電池處於低電量或沒電時，應先接上電源進行充電後再使用，且在電量低於 10%時，將電源線接上充電，否則機器將在 10 分鐘內自動關機。
2. 若按壓電源鈕仍無法開機，可能是保險絲或內部電池故障，請聯繫醫工組處理。
3. 連接外接電源，機器仍顯示使用內建電池，應先確認外接電源線是否正確連接，以及確認外接電源有無故障，若有問題，請聯繫醫工組處理。
4. 螢幕凍結或按鍵無法正常運作，可先強制關閉電源（長按電源鍵 10 秒鐘），重新開機後若仍無法正常運作，請聯繫醫工組處理。
5. 螢幕訊息欄顯示 Error Code：
 - (1) 若顯示 System Error 1 或 System Error 2：請聯繫醫工組處理。
 - (2) 若顯示 System Error 3，請輕按各按鈕各一次，若仍無改善，請聯繫醫工組處理。

(三) 清潔保養注意事項，能正確說出或操作以下三項

1. 以非腐蝕性的清潔劑或酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及配件上。
3. 感應器可使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 Schiller Argus OXM Plus	編號	A31000-Q18-F-B37
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	110 年 07 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期															
被評核者															
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：														
	1														
	2a														
	2b														
	2c														
	2d														
	2e														
	2f														
	(二) 異常簡易故障排除方法：														
	1														
	2														
	3														
	4														
	5a														
	5b														
	(三) 清潔保養注意事項：														
	1														
	2														
	3														
正確率(%)															
評核者															
備註															

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____