

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微量空針注射幫浦使用說明評核表 Agilia SPMC Z018694	編號	A31000-Q18-F-B38
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	110 年 09 月 07 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Agilia SPMC Z018694。

四、微量空針注射幫浦，Agilia SPMC Z018694 使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確打開面板上左邊之電源開關 ON/OFF 鍵。
2. 能正確安裝空針注射筒。
3. 能正確選擇空針尺寸與品牌。
4. 能正確設定流速進行輸液。
5. 能正確操作大量注射 bolus。
6. 能正確操作靜音鍵。

(二) 異常簡易故障排除方法：

機器發出警示聲響，查看面板警示資訊(如:空針安裝、輸注、輸注量範圍、輸注量/時間、壓力、如出現錯誤息 Er01,Er02…等)後，按壓靜音鍵，依面板警示排除障礙：

1. 正確安裝空針。
2. 若需繼續輸液更換注射筒輸液。
3. 若需繼續輸液調整輸注量範圍。
4. 若需繼續輸液調整輸注量時間。
5. 排除壓力、阻塞，重新運作。
6. 按下 <OFF> 鍵(需要 10 至 15 秒鐘)停止裝置運作。若再度開啟裝置警示仍在，更換機器，聯絡醫工室檢查。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 儀器平時要蓄電，避免轉送病人途中機器沒電。
2. 清潔前請先拔除電源。
3. 清潔需用乾淨的抹布，擰乾水後擦拭，若藥物滴到機器須立即擦拭乾淨。
4. 若幫浦遭到血液或體液汙染，以 75%酒精噴在濕布擦拭清潔消毒。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微量空針注射幫浦使用說明評核表 Agilia SPMC Z018694	編號	A31000-Q18-F-B38
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	110 年 09 月 07 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5.							
	6.							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4.							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____