

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	膀胱容量測量儀使用說明評核表 BladderScan Prime Plus	編號	A31000-Q18-F-B39
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	112 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：BladderScan Prime Plus

四、膀胱餘尿機使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明(實際操作)：

1. 能正確進行鋰電池 Test(測試)按鈕檢測電量。
2. 能正確放置鋰電池在電池倉門內。
3. 能正確開啟電源。
4. 能正確選擇檢測者站立位置之圖示(右側或左側)。
5. 選擇適合量測部位(腹部中線上距離恥骨上方約 3 公分)。
6. 能正確在受測者在恥骨上方約 3 公分處塗抹超音波傳導膠。
7. 能正確將探頭放在塗抹超音波傳導膠位置，並將探頭對準預估膀胱位置。
8. 能正確操作測量鍵進行測量。
9. 能確認掃描結果其膀胱位置是否在正確範圍內。
10. 如果掃描結果顯示不精確，能正確依照掃描結果圖示進行說明，並重新測量。
11. 能正確執行儲存、查閱掃描結果。
12. 完成測量後能將塗抹病人身上及探頭上之傳導膠擦拭乾淨。
13. 可說出 BladderScan Prime Plus 使用之限制 3 項。

(二) 異常簡易故障排除方法(口述)：

1. 儀器無法啟動：通常是電池完全沒電，檢查螢幕右上角電量圖示，電池必須充電或更換。
2. 儀器掃描未呈現影像：可能是傳導膠用量不夠，導致數值為0或誤差大，應塗抹足量的凝膠Jelly，並盡可能減少氣泡。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 每次探頭使用完畢後，使用衛生紙(或擦手紙)將傳導膠擦拭乾淨。
2. 探頭消毒使用 75%酒精或使用酒精棉片擦拭，直到完全乾淨。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	膀胱容量測量儀使用說明評核表 BladderScan Prime Plus	編號	A31000-Q18-F-B39
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	112 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____