

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	連續中央靜脈血氧飽和濃度 監視器使用說明評核表 PULSION CeVOX	編號	A31000-Q18-F-C03
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：PULSION CeVOX

四、連續中央靜脈血氧飽和濃度監視器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 協助醫師將 2Fr 光纖探針於既有之中央靜脈導管遠端腔置入，探針頂端約位於上腔靜脈處。
2. 將光纖探針與中心靜脈導管固定後，在接上 CeVOX 光學感應線即可進行。
3. 輸入病人資料及設定參數。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. OM Disconnected：檢查光學模組或光纖探針是否連接正確。
2. Unstable Baseline：重新進行校正動作。
3. Wall Artifact：重新確認光纖探針位置並重新進行校正動作。

（三）清潔保養注意事項：

1. 將機器外觀髒污擦拭乾淨。
2. 再噴灑 75% 酒精消毒或 1：1000 漂白水擦拭。
3. 避開光纖模組連接埠。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	連續中央靜脈血氧飽和濃度 監視器使用說明評核表 PULSION CeVOX	編 號	A31000-Q18-F-C03
			版 本	第 1.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____