

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	心肺容積監視器使用說明評核表 PULSION PiCCO	編號	A31000-Q18-F-C04
			版本	第 1.1 版
	制定單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：PULSION PiCCO

四、連續性脈搏曲線測量心臟血液容積使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 安裝：病人端和機器端的連接

(a) 將 PiCCO 專用壓力加壓到 300mmHg。

(b) 觀察所顯示之血壓波形是否異常並處理。

(c) 要先確認血壓波形正常無誤時，再請醫生縫合固定導管。

(d) 拿出注水 Sensor 插入注水溫度導線(T 型)再連接 CVC Distal 端。

2. 機器的操作

(a) 選擇病人進入血壓歸零畫面。

(b) CO 測量。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. Injection error (1)：重新注射，注射時保持快速平穩。

2. Injectate temp. sensor error (2)：檢查注射溫度感應訊號線接頭是否鬆動或更換新訊線。

3. inject faster than 7 sec! (3)：重新注射，注射時保持快速平穩。

4. Dst(downslope time) Error (4)、Baseline error (5)、MTt(mean transit time)Calculation error (6)：檢查溫度訊號線和動脈熱稀釋導管接頭是否鬆脫，或更換動脈熱稀釋導管。

5. Time out(Thermodilution curve Longer than 90 sec) (7)：檢查 CVP 輸液端三向閥是否鎖緊增加病人 CO。

6. T injection > T blood (8)：使用冰水重新注射。

7. Invalid PCCO calibration (9)：檢查血壓訊號線接頭是否鬆脫，或更換血壓訊號線檢查傳感器(transducer)內是否有氣泡，請將氣泡清除檢查.動脈熱稀釋導管是否在正常位置。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 將 PICCO 主機關機，且用清水擦拭。

2. 將 3 條 Cable 線用酒精消毒後以圓形捲好，不可用橡皮筋綁起來，因長時間 Cable 線會損壞。

3. 插上主電源充電。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	心肺容積監視器使用說明評核表 PULSION PiCCO	編號	A31000-Q18-F-C04
			版本	第 1.1 版
	制定單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1a							
	1b							
	1c							
	1d							
	2a							
	2b							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____