

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	顱內壓監視器_美麗康使用說明 評核表	編號	A31000-Q18-F-C05
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：美麗康

四、顱內壓監視器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 病人端與儀器端連接。
2. 呈現 ICP 波形。
3. HIGH ICP 警告值設定。
4. 警告復原。
5. ICP 追蹤記錄。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. ICP值呈現負值。

（三）清潔保養注意事項：

1. 電源接上時，電池自動進入充電狀態。
2. 如Low Batt Indicator亮時，電池電力僅能供應2小時。

（四）注意事項

1. CT follow 將 connector 拔除，CT follow 後，直接接上，無須歸零。
2. 避免拉扯、彎折 catheter。
3. 白色頭測量為顱內溫度切勿扭轉。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	顱內壓監視器_美麗康使用說明 評核表	編 號	A31000-Q18-F-C05
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	(四) 注意事項							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____