

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	主動脈氣球幫浦機使用說明 評核表 Datascope IABP CS300	編號	A31000-Q18-F-C07
	制定 單位	護理部	版本	第 2.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Datascope IABP CS300

四、主動脈氣球幫浦機使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 執行動脈壓歸零並按 IABP 機器上 pressure 歸零鍵，下壓 3 秒。
2. 歸零畢，將 A-LINE 關閉大氣端，打開病人端。
3. 驅動模式設定可選擇為 EKG、Arterial、INT 等模式。
4. 輔助頻率設定在 1：1；假如心跳大於 110/MIN，則維持於 1：2。
5. pump 再按下 ASSIST/STANDBY 鍵正式開始工作。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. No Tigger，電極貼片分離或位置不正確，重試或更換電極貼片或選擇了錯誤的觸發訊號來源，使用 TRIGGER SELECT 欄選擇不同的觸發來源及按壓 ASSIS/STANDBY 鍵重新 PUMPING。
2. Check Pacer Timing，病患無 100% 的 Pacer，使用 TRIGGER SELECT 欄選擇 ECG 觸發來源，當 demand pacing 這個病人按壓 ASSIS/STANDBY 鍵重新運作。
3. Low Helium，氬氣瓶沒開，打開氬氣瓶或氬氣內剩餘量少 24 次充氣儲備，更換氬氣瓶。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 每次使用前或使用後清潔機器檢查導線自動充氣導管電源線。
2. 每次使用前或使用後檢查電池儲蓄狀況。
3. 每月檢查自動充氣狀況及氬氣供應。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	主動脈氣球幫浦機使用說明 評核表 Datascope IABP CS300	編 號	A31000-Q18-F-C07
			版 本	第 2.1 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____