

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	葉克膜氧合器使用說明評核表 Maquet RotaFlow	編號	A31000-Q18-F-C09
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員口述

三、廠牌規格：Maquet RotaFlow

四、葉克膜氧合器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. AC 電源線連接到電源插座，將 ON/OFF 開關打開，轉速顯示幕將顯示”OK”和流速顯示幕將顯示”E4.1”〔軟體版本〕。
2. 連接管路。
3. 預先灌注及歸零。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 流量無法正確顯示，應為超音波凝膠不足所致，處理方式如下：
 - a. 將連接離心泵的輸入、輸出端管子以止血鉗夾住，並將轉速降低至零。
 - b. 打開管子卡榫，取出離心泵，並將適量超音波凝膠塗抹於輸出端兩側或流速偵測器溝槽內。
 - c. 將離心泵放回驅動幫浦內，打開止血鉗，並將轉速控制鈕調整到所需之流量。

（三）清潔保養注意事項：

1. 清潔擦拭儀器前，需確定關閉開關及拔掉插頭。
2. 請避免使用有機溶劑，並使用軟布沾濕擦拭。
3. 將驅動幫浦上的偵測器溝槽內的油性凝膠清潔乾淨。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	葉克膜氧合器使用說明評核表 Maquet RotaFlow	編號	A31000-Q18-F-C09
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1a							
	1b							
	1c							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____