

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微電腦呼吸器使用說明評核表 Newport-E500	編號	A31000-Q18-F-C13
	制定單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 02 月 14 日
			頁數/總頁數	1/3

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：New port -E500

四、微電腦呼吸器使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 按下黑色開關鈕(I 鍵為 On、O 鍵為 OFF)。
2. 按 Preset Vent Settings 鈕即可進入 User Set Up 功能：允許在呼吸器正常運作下，預設改變 mode, breath type & settings 等參數值，而不會影響正在運作中的呼吸器。
3. Lock Ventilator Settigs 可以將控制面板的所有調整旋鈕和控制按鍵上鎖或解鎖。
4. 按 Adult 或 Pediatric/Infant 選擇使用型態選擇 Mode：
 - a. 容積控制式呼吸(VCV)：選擇 VCV 下的 A/CMV，SIMV(Psupport) 或 SPONT(Psupport)。
 - b. 壓力控制式呼吸(PCV)：選擇 PCV 下的 A/CMV，SIMV(Psupport)或 SPONT (Psupport)。
 - c. 目標容積壓力控制式呼吸(VTPC):選擇 VTPC 下的 A/CMV,SIMV(VT Psupport) 或 SPONT(VT Psupport)，呼吸器會在 Plimit 設定值下自動調整吸氣壓力以達到設定之目標容積(target volume)。
5. 當病人設定完成時，可以將呼吸器連接上病人，呼吸機啟動後，呼吸器才會開始進行通氣。
6. 呼吸器警報聲響時，按“Reset 鍵”，指示燈會消去所有在訊息中心視窗顯示的警報訊息(若警報的事件未解除請勿直接按 Rest)。
7. 按“ 鍵”可讓警報聲靜音 60 秒，靜音開始時指示燈亮(關機時不會亮)，再壓一次此鍵，靜音解除，在此靜音 60 秒期間，可以依顯示訊息做初步問題排除，若未排除警報融會再次響起。
8. 抽痰前後，按下“O₂100%(3min)”，輸送 100%氧氣 3 分鐘，無關目前 FiO₂ 的設定。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 吐氣VT監測值比設定值高：是因為流量感應器濾網髒污或吐氣流量感應器沒正確地校正，盡速清洗流量感應器濾網或請技術人員解決。
2. 吐氣VT監測值比吸氣VT低：是因為管路或ETT周邊漏氣、吐氣系統未充分加熱或吸氣氣體未被加熱到37°C，此時要確認：
 - a. 確認所有管路完整接合。
 - b. 以 test lung 執行 leak test。
 - c. 以氣囊壓力測試表測試氣囊壓力，壓力不足導致 ETT 周邊漏氣。
3. O₂感應器自動校正失敗：可能是氣源接錯、O₂感應器失效、氣路阻塞或其他相關硬體失效，此時盡速接上正確的氣源或更換O₂感應器，仍無法解決時連絡技術人員。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微電腦呼吸器使用說明評核表 Newport-E500	編號	A31000-Q18-F-C13
	制定 單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 02 月 14 日
			頁數/總頁數	2/3

- Fio2監測值和設定值不同：可能是空氣或氧氣的氣源壓力太低，導致不能供應需要的流量，結果Fio2不準、或是測量Fio2的氣路系統漏氣或阻塞，確認氣源壓力psig有正確固定在氣源牆上，仍無法解決時聯絡技術人員。
- 壓力燈柱不會顯示：呼吸管路未接或通大氣、硬體故障，此時應該檢查呼吸管路、盡快提供替換呼吸器，仍無法解決時聯絡技術人員。
- 控制面板所有或部分視窗不顯示：可能是硬體故障、控制面板和GDU間的連線未正確連接或損壞，此時要檢查病人及控制面板和GDU間的連線及接點，如果問題無法解決更換呼吸器並連絡技術人員。
- 控制面板旋鈕和按鍵工作不正常：控制面板上鎖或硬體故障，可以按Lock Vent Setting鍵解鎖，檢查面板信號線是否正確接在GDU，或如果問題無法解決更換呼吸器並連絡技術人員。
- Prox Line有接但產生Prox Line Disconnect警報：壓力感應器未校正或硬體故障造成，如狀況持續，盡快提供替換呼吸器，或聯絡相關技術人員。
- 任一Power Fail警報：電源線脫落、保險絲燒斷、AC電源中斷、電池不會充電或硬體故障時，立即檢查電源線、保險絲、AC電源並確認正確連接，如果問題無法排除此時立即更換呼吸器，並聯絡相關技術人員。

(三) 清潔保養注意事項：

- 每2週執行清潔保養，維持呼吸器台面之清潔。
- 呼吸器上方不可擺置液體類，如：牛奶，或其他部品，維持清空狀態，並保持機器正常使用。
- 呼吸管路撤除後，呼吸器無法拆除的部份，使用拋棄式抹布沾75%酒精溶液擦拭進行，擦拭後即丟棄抹布。

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核 內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4a							
	4b							
	4c							
	5							
	6							
	7							
	8							

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微電腦呼吸器使用說明評核表 Newport-E500	編 號	A31000-Q18-F-C13
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 02 月 14 日
			頁數/總頁數	3/3

(二) 異常簡易故障排除方法：								
1								
2a								
2b								
2c								
2d								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
(三) 清潔保養注意事項：								
1								
2								
3								
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%): 【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X) 】 × 100%

評核總成績：_____