

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	復甦球操作使用說明評核表 Bag Valve Mask (BVM)	編 號	A31000-Q18-F-C15
	制定 單位		版 本	第 1.3 版
		護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、復甦球說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 將單向閥、甦醒球體、儲氣閥及儲氣袋組裝畢。
2. 使用前測試復甦球是否漏氣。
3. 復甦球接氧氣管，氧氣流量開到 15L 以上（大人&小孩）或 10L（嬰兒）。
4. 站在病人頭部後側，將頭部向後仰，並拖住下顎使其朝上，面罩蓋住病人嘴巴與鼻子，並用拇指和食指緊握住以保持面罩與臉部密合，其他的手指握住下顎，復甦球按壓時手勢必須將上顎上提。
5. 另外一隻手按壓復甦球，作規律性的壓縮，且應配合病人之呼吸於吸氣時壓氣給病人。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 復甦球漏氣：檢查接頭處有無鬆脫、更換破損接頭與瓣膜。
2. 氧氣儲氣袋無充飽：更換破損氧氣儲氣袋、檢查氧氣管連接處有無鬆脫、氧氣流量應開到 15L 以上（大人&小孩）或 10L（嬰兒）。

（三）清潔保養注意事項：

1. 使用完畢，Ambu 頭需拆開泡醫用酵素清潔劑(15~45 分鐘)，將痰塊去除後晾乾，組裝完後，填寫高壓代消單送供應室滅菌。
2. 使用中若有汙染應予以更換。
3. 病人出院時應進行終期消毒。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	復甦球操作使用說明評核表 Bag Valve Mask (BVM)	編號	A31000-Q18-F-C15
			版本	第 1.3 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____