

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	高頻胸壁振盪背心使用說明 評核表 The Vest104 型	編 號	A31000-Q18-F-C16
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.4 版
			修正日期	107 年 12 月 13 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：The Vest 呼吸道清潔系統 104 型

四、高頻胸壁振盪背心使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 填自費同意書。
2. HIS 系統由醫囑帶入計帳，背心（3600 元）、技術費前 10 天由健保給付，10 天後若需繼續使用，須由醫師評估後在紀錄上註明後再開立。
3. 依照病患胸圍選擇適當尺寸背心，背心穿戴合身，保持二橫指空間或一個深呼吸空間。
4. 適度調整壓力由 1 cmH₂O 開始，頻率由 10 Hz 開始，時間由醫囑決定或病況決定。
5. 治療期間觀察病人生命徵象及血氧飽和度變化，若病人可表達隨時詢問治療感受，病況改變則隨時停止治療，並填寫護理紀錄；VEST 使用禁忌：出血傾向、氣胸、心臟功能不佳、胸骨骨折。
6. 治療期間或完成時，視病人需要協助咳痰或抽痰清除分泌物。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 充氣機電源無法開啟：請拔除充氣機上的電源線，再重新插入。
2. 背心無法充氣：確認充氣管正確連接充氣背心和充氣機。
3. 螢幕顯示”Please Call for Service”(請致電支援服務)和”Device Error X”(裝置錯誤 X)訊息：請拔除充氣機上的電源線，再重新插入，如果仍無法解決問題，請醫工維修之。

（三）清潔保養注意事項：

1. 主機可使用 75%酒精或 1：1000 漂白水消毒機器表面。
2. 連接管兩頭都是一樣設計管路沒有分左右，約 2 週輪流更換，增加使用時間。
3. 拋棄式背心連接管接頭處材質容易損壞或斷裂，請小心使用。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	高頻胸壁振盪背心使用說明 評核表 The Vest104 型	編號	A31000-Q18-F-C16
	制定單位		版本	第 1.4 版
	護理部		修正日期	107 年 12 月 13 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____