

|                                                         |          |                                             |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 全自動連續腎功能替代治療儀器<br>使用說明評核表 Gambro PrismaFlex | 編號     | A31000-Q18-F-C17 |
|                                                         |          |                                             | 版本     | 第 1.1 版          |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部                                         | 修正日期   | 111 年 04 月 12 日  |
|                                                         |          |                                             | 頁數/總頁數 | 1/3              |

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Gambro® PrismaFlex

四、全自動連續腎功能替代治療儀器使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 安裝 CRRT 管組

機器右側邊下方⊙主電源開關打開，選擇"新病人"或"同一個病人"、治療方式、是否需要抗凝劑，將管路安裝於管路路徑，連接加熱器管路，壓"安裝"載入設定。

2. 準備及連接溶液

a. 掛預沖液袋(1000cc N/S)於左側預沖液掛勾上，連接動脈/廢液 Y 型管至預沖溶液 N/S 袋上。

b. 連接前 PBP、置換液、透析液至 A、B 液袋中，連接藍色靜脈管路至廢液袋上後壓"繼續"鍵以下一項準備。

c. 安裝注射器，選擇"標準注射器"。

3. 預沖 CRRT 管組

a. CRTT 管路組預沖共 2 次，預計 8 分鐘內完成，第一次預沖約 5 分鐘 (N/S 1000ml 加抗凝劑 5000u)，完成第一次預沖換上另一 N/S 1000 ml，開始第二次預沖約 2 分鐘。

b. 完成 2 週期後，壓"預沖測試"進行預沖測試約 6 分鐘。

c. "通過預沖測試"出現，設定血液流速、補充液量、前後稀比例、脫水量、PBP 量、抗凝劑量、輸入注射器幫浦，當設定值確認無誤壓"繼續"鍵。

4. 血液加溫器裝置

a. 血液透析迴路管裝置在血液加溫器裝置外層。

b. 溫度設定在 33-43°C。

5. 連接病人

a. 連接靜脈管路至病人端藍色的導管；動脈管接 3way 連接至病人端紅色的導管，另一端 3way 連接 N/S 1000ml；連接黃色廢液管路至廢液袋上。

b. 打開所有導管上的管夾並確認連接病人端是否打開。

c. 確認所有步驟正確後，壓"開始"鍵開始進行治療。

6. 查閱治療資料

a. 壓"歷史"鍵，進入紀錄畫面，壓"更換期間"，選擇"開始時間"、"結束時間"鍵。

b. 螢幕即顯示所設時間內之治療資料，完成後按"狀態"回治療主畫面。

|                                                         |          |                                             |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 全自動連續腎功能替代治療儀器<br>使用說明評核表 Gambro PrismaFlex | 編號     | A31000-Q18-F-C17 |
|                                                         |          |                                             | 版本     | 第 1.1 版          |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部                                         | 修正日期   | 111 年 04 月 12 日  |
|                                                         |          |                                             | 頁數/總頁數 | 2/3              |

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. Access extremely negative：將 3-way 轉至 N/S Flush，待壓力下降後壓”continue”；或將 Bloodflow 先降低；或先按”Stop”，將病人動脈端與靜脈壓管路對調後壓”Resume”Blood pump。
2. Return extremely positive：按”Release Clamp”，再按”continue”，壓力下降後，pump 即可恢復轉動或先按”Stop”，將病人動脈端與靜脈壓管路對調後壓”Resume”Blood pump。
3. Air in blood：螢幕若出現 Return pressure 壓力為正壓，先按 “▲” 將壓力調至負壓(0~-150mmHg)，再壓”Release Clamp”，再壓”continue”，Blood pump 即可恢復轉動。
4. Blood leak detected：若有氣泡，按 “OVERRIDE” 鍵
5. Syringe Empty-Clamped：檢查注射器管路，或者按 “CHANGE SYRINGE” 鍵。
6. Time to change set：按”STOP(停止)”鍵，更換過濾器迴路管組，或者按”OVERRIDE (撤銷)”鍵，繼續監測。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 使用 75%酒精擦拭機器外部及底座。
2. 清潔螢幕，建議使用 75%酒精擦拭後再用乾布擦乾即可。

|                                                         |          |                                             |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 全自動連續腎功能替代治療儀器<br>使用說明評核表 Gambro PrismaFlex | 編號     | A31000-Q18-F-C17 |
|                                                         | 制定<br>單位 |                                             | 版本     | 第 1.1 版          |
|                                                         |          |                                             | 修正日期   | 111 年 04 月 12 日  |
|                                                         |          |                                             | 頁數/總頁數 | 3/3              |
|                                                         |          | 護理部                                         |        |                  |

單位名稱：\_\_\_\_\_

|        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 日期     |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被評核者   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核內容   | (一) 儀器操作步驟及要點說明： |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2a               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2b               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2c               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3a               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3b               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3c               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 4a               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 4b               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 5a               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 5b               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 5c               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 6a               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 6b               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (二) 異常簡易故障排除方法：  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 4                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 5                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 6                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (三) 清潔保養注意事項：    |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
| 正確率(%) |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核者    |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註     |                  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正確：以 V 表示      2.不正確：以 X 示      3.不適用：以一表示  
 4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%  
 評核總成績：\_\_\_\_\_