

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	輸液/輸血加溫器使用說明評核表 ANIMEC AM-2S	編號	A31000-Q18-F-C18
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：ANIMEC AM-2S

四、輸液/輸血加溫器使用說明說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 打開加溫器之上蓋，將輸液管放置於 S 型的裝設道上。
2. 調整流速（1~12ml/min）。
3. 按下電源鍵"ON"，綠色的液晶燈會亮起，輸液加溫也即將開始。
4. 當輸液結束時，等待 1~2 分鐘，直到加熱板冷卻。將電源線拔離電源插座，並將管路從儀器上移除。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 加溫器無法關閉，請清潔加溫器上蓋與加溫器主體間之灰塵。
2. 輸液無法加溫，確認將電源線插至電源插座上，啟動電源鍵。
3. 不能控制加溫之溫度，輸液流速之方向錯誤，重新放置輸液管於管路裝設道上。

（三）清潔保養注意事項：

1. 清潔時一定要先將儀器從電源插座上拔除。
2. 不要將儀器浸溼或浸入水中。
3. 當加熱板還是熱的時候，請勿清潔儀器。
4. 當儀器不穩固的情況下，請勿清潔儀器（例如：當儀器還掛在點滴架上）。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	輸液/輸血加溫器使用說明評核表 ANIMEC AM-2S	編號	A31000-Q18-F-C18
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____