

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	遠紅外線治療儀使用說明評核表 TY-601	編號	A31000-Q18-F-C19
	制定 單位	護理部	版本	第 1.2 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/3

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：TY-601

四、遠紅外線治療儀使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 使用前，請先檢查主機電源線是否插上插頭。
2. 將位於控制箱背面的電源開關打開，約 5 秒即可聽到嗶、嗶、嗶聲響，此即代表電腦已處於待機狀態。
3. 高低升降裝置調整：本儀器標準照射距離為 30 公分（請勿近於 20 公分）。
 - a. 調升治療儀高度時：將調整桿向上扳（調整桿將氣壓棒頂端之開關打開）並暫不放手，此時機器會慢慢上升，到達所需高度時將調整桿放掉。
 - b. 調降治療儀高度時：將調整桿向上扳並暫不放手，以手臂和身體的力量施力於控制箱，此時機器會慢慢下降，到達所需高度時再將調整桿放掉。
4. 時間設定：按“Timer(時間設定)”鍵+“ ”或“ ”鍵，字幕即以 10 進位遞增或 5 進位遞減。
5. 強度設定：按“Set Power(功率設定)”鍵+“ ”或“ ”鍵強度燈會即以弱、中、強檔依次顯示。
6. 以上使用條件設定好之後，請按“啟動(Star)”鍵，左上的圓燈亮，表示該機組已經進入使用狀態，開始工作計時了。
7. 使用停止：使用中，若欲停止使用或更改任何時間、強度設定，請按“停止(Stop)”鍵，再重新設定操作。
8. 按“全自動(Auto)”鍵，字幕即會自動顯示時間 40 分鐘、強度檔燈號顯示於強檔上，機組並以此設定條件開始工作。若欲終止自動設定的工作，請按“停止”鍵即可。
9. 注意：
 - a. 臨床使用時須保持安全照射距離（照射源與皮膚表面保持 20~40 公分的距離）。
 - b. 照射器表面高溫請勿用手碰觸。
 - c. 使用時，嚴禁電源線纏繞機體，以免損壞接頭或電源線，造成危險。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 指示燈不亮，查看電源。
2. 手臂電線上下接頭未插緊，將上下接頭插緊。
3. 手臂電線未導通，盡速手臂送修。
4. FUSE3異常時，更換FUSE3。
5. 照射器電流異常時，盡速送修。
6. 電線兩端插頭未插緊，檢查並將兩端插頭插緊。
7. 電線導通異常，立即更換控制箱電線。
8. 若FUSE1, FUSE2發生異常，立即更換。
9. 若控制箱故障，立即更換。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	遠紅外線治療儀使用說明評核表 TY-601	編 號	A31000-Q18-F-C19
	制定 單位		版 本	第 1.2 版
		護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/3

(三) 清潔保養注意事項：

1. 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。
2. 避免使用故障之儀器及有破損之插頭與插座，以防觸電受傷。
3. 禁止在醫療儀器上面放置裝有液體之容器，避免液體倒入或濺入儀器內部以致故障或引起火花。
4. 清潔保養治療儀器時，建議採用75%的酒精(ethyl alcohol)均勻噴灑於紗布後，再進行擦拭。
5. 遠紅外線治療儀附近禁止堆放任何物品，以免防礙儀器的散熱效果。

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3a							
	3b							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9a							
	9b							
	9c							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital		名稱	遠紅外線治療儀使用說明評核表 TY-601					編號	A31000-Q18-F-C19
		制定單位	護理部					版本	第 1.2 版
								修正日期	108 年 06 月 06 日
								頁數/總頁數	3/3
	6								
	7								
	8								
	9								
	(三) 清潔保養注意事項：								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	正確率(%)								
評核者									
備註									

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____