

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動床使用說明評核表 Hill-Rom	編號	A31000-Q18-F-C20
	制定 單位	護理部	版本	第 1.2 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Hill-Rom

四、電動床說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 確認病床已插上電源。
2. 重新歸零體重計：將床上的物品移除，按下安全啟用控制鍵，再按住歸零鍵直到出現 00.0（00.0 顯示後會顯示 HOLD）然後鬆開控制鍵。
3. 量體重：病人靜止的躺在床墊中間，床欄拉起，身上管路、導線懸空，按下安全啟用控制鍵，再按體重控制鍵。
4. CPR 時，拉住紅色之 CPR 握把，直到頭部和膝部達到水平位置且腳步停止上升。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 病床控制鍵無法使用，重新開啟電源，若仍無法開啟請廠商維修。
2. 病床無法降低，檢視床底的障礙物偵測感應器間有無物品。
3. 所有氣墊模式指示燈均在閃爍，請確認床墊供氣管接頭已與床架完全連接。

（三）清潔保養注意事項：

1. 電源連接於床頭藍色電動床專用插座。
2. 每月以清水擦拭乾淨。
3. 每月定期檢視電動床功能及床墊是否破損。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動床使用說明評核表 Hill-Rom	編號	A31000-Q18-F-C20
			版本	第 1.2 版
	制定 單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____