

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	床上磅秤使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C21
		SR 255	版本	第 1.4 版
	制定單位	護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：SR 255

四、床上磅秤使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 歸零時需先將擔架放置於床秤橫桿上，保持穩定。
2. 再按 ZERO 鍵，擔架掛上床秤時顯示 0 KG，擔架未掛上床秤時顯示約-3.9KG，此時表示已校正好，但會因擔架重量而有所不同。
3. 按 LB/KG MODE 鍵，選擇“KG”模式。
4. 將擔架置於病人身側，使病人側躺，擔架之一端推至病人背部下，再讓病人平躺由另一端將擔架拉出，並調整擔架或病人使其重心位於擔架的中心位置，以避免承重時重心不穩。
5. 將床秤推至病床(推入時需注意會晃動的骨架)。可將基座伸展操作桿向右壓下，並順時針旋轉 180 度後向右提起，使床秤更加穩定。
6. 將油壓幫浦開關順時針轉動(OPEN)使吊桿下降，降至所需的高度時逆時針旋轉(CLOSE)使吊桿停止下降。
7. 將擔架之吊孔置入骨架之掛勾內後，運用油壓幫浦操縱桿上下移動使吊架升起，擔架升起至少離病床 2 吋之高度(務必確保掛勾有置入吊孔內，才可以升起擔架)。
8. 確定所有動作無誤後，按下“WEIGH”鍵即可測量到病人體重。
9. 約 20 秒螢幕會自動 OFF，此時只需壓下“HOLD”鍵就可在顯示上一筆資料(需使病人在磅秤上停留 20 秒以上，機器會記憶上一筆資料)。
10. 使用完畢後，將擔架以消毒液擦拭晾乾，並將擔架捆捲放置固定位置。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 電池電力不足。
2. 秤重數據有誤差。
3. 油壓幫浦無法上升或下降。
4. 擔架布出現裂縫。

（三）清潔保養注意事項：

1. 檢查螺絲是否鬆動，如有鬆動以工具栓緊。
2. 各個可轉動的聯桿處或輪軸處需不定期上油。
3. 重力傳導器上方之安全螺絲需檢查是否變形或斷裂，如有不良立即更換。
4. 擔架放入擔架放置盒時需輕慢放入，快速砸下是擔架放置盒破裂的主因。
5. 機座在擴張時需將擴張拉桿向右壓下再順時針旋轉180度後再提起，角度不對強硬壓下或提起是造成擴張拉桿變形或折斷的主因。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	床上磅秤使用說明評核表 SR 255	編 號	A31000-Q18-F-C21
	制定 單位		版 本	第 1.4 版
		護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____