

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動病人移位機使用說明 評核表 PL-450E	編號	A31000-Q18-F-C22
	制定 單位	護理部	版本	第 1.5 版
			修正日期	112 年 07 月 04 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：PL-450E

四、電動病人移位機使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 打開電源，將紅色按鈕順時鐘轉開(確定電源在開啟狀態，紅色的RESET要彈起)。
2. 檢查電源測試燈是否有亮？在操作前確定至少有一格綠燈是亮的。
3. 將吊帶鋪在床上，紅色面朝上，使吊帶正確的位於病人背部。
4. 吊環自雙腳大腿內側拉出，將吊環呈交叉穿過對側吊環內部，固定於大腿上面。
5. 將吊架移動到適當位置後，固定移位機雙輪煞車，將吊環掛到吊勾上，按下手控器向上鍵，使病人離開床。
6. 使用移位機將病人移位至輪椅時，可踩腳架控制器，使腳架張開，讓病人順利完成移位。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 機械故障導致馬達無法下降動作時，緊急下降裝置位於驅動器最上端，可以立即順時鐘方向旋轉直至使用者下降為止。
2. 當警告鈴聲每秒二短聲時，機器會顯示低電量(紅、黃燈亮)，應儘快充電。
3. 當警告鈴聲每秒三短聲、每秒六短聲，機器會顯示低電量(紅燈亮)、極低電量(全不亮)，應立刻充電。
4. 警告鈴聲間隔一秒三短聲，機器會顯示電池有問題，應更換電池。
5. 警告鈴聲三長聲，機器會顯示電力超載，應減少電力。

（三）清潔保養注意事項：

1. 使用消毒液擦拭保養或清潔即可。
2. 每月月中及月底(約15及30日)，清潔儀器外觀及檢查功能。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動病人移位機使用說明 評核表 PL-450E	編 號	A31000-Q18-F-C22
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.5 版
			修正日期	112 年 07 月 04 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____