

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C23
		艾瑞生熊寶貝溫度管理系統 505 型	版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：艾瑞生 熊寶貝溫度管理系統 505 型

四、烘被機-熊寶貝溫度管理系統使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 請勿將加溫器置放於柔軟，如床或會影響出風不順的位置而導致溫度過高。
2. 每 15-20 分監測病患體溫，視需要調整溫度。
3. 當完成溫度治療時，壓下 STANDBY 鍵。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 確認電源線是否鬆脫。
2. 停止加溫治療。
3. 開機後或使用中發生警報，拔除插頭 5 分鐘，重新送電查看是否可正常使用。

（三）清潔保養注意事項：

1. 清潔前需將插頭拔出電源。
2. 用溫和的清潔液或消毒液軟布擦拭外殼及出風管。
3. 擦乾加溫器。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	烘被機-熊寶貝溫度管理系統使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C23
		艾瑞生熊寶貝溫度管理系統 505 型	版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) /實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____