

|                                                                |                  |                                         |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>        | <b>血液氣體分析儀使用說明<br/>評核表 OPTI CCA -TS</b> | <b>編 號</b>    | A31000-Q18-F-C25 |
|                                                                | <b>制定<br/>單位</b> | 護理部                                     | <b>版 本</b>    | 第 1.3 版          |
|                                                                |                  |                                         | <b>修正日期</b>   | 112 年 05 月 02 日  |
|                                                                |                  |                                         | <b>頁數/總頁數</b> | 1/3              |

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：OPTI CCA -TS

四、血液氣體分析儀使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 電源打開後，螢幕按 OK 鍵，設定時間與日期。
2. 檢體操作，檢查為 Ready 狀態，之後刷 OPTI Classettes 條碼。
3. 打開上蓋，置入 New Classettes。使用前必須用清潔紗布以按壓方式擦拭。
4. 關閉上蓋，等待 QC 約 45 秒。
5. 操作時務必使用 ABG 空針，以避免機器操作時血液凝固，造成當機。
6. 輸入病人資料(含病人病歷號、Fio2、最後一次體溫及員工代碼，之後資料會上傳到 His 系統)。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. Warning!-No Sample Detected：確定樣品適當地被接上並且沒有阻塞和不含有氣泡，等待系統重新校正；之後按OK通知系統樣品後，等待再接上重新吸入樣品。
2. Warning!-Unstable Sensor -PH：警示提醒，之後分析儀會顯示一個有關的參數結果重覆樣品測量。
3. Warning!-Bad Sensor -PH：按OK可以繼續測量或按CANCEL選擇停止測量。如果繼續，壞的感應器或任何計算的結果將不會被運用在這次測量它的計算所提供。
4. Low gas：按OK完成當前測試，在測試完成後更換氣體瓶。
5. Warning!-Bubble Detected：按OK確認後，讓儀器透過自動卡匣清洗來清除錯誤，之後重新執行。
6. Warning!Clog Check Cassette/ Sample Port：更換卡匣；若錯誤持續存在，聯絡 Osmetech尋求技術支援。
7. Warning! Calibrator expired：按OK繼續之後到<System Manager -> Utilities>並且執行校正器。
8. Warning!Cal out of range Starting Master Cal：使用者不需要任何處理，4分鐘自動啟動主要校正補償偏移。
9. Warning! No Patient ID Entry or ERROR-No-Operator ID Entry：按OK繼續設定病人的數據，再按設定病人的數據和增加必要信息。
10. ERROR! Gas expired：檢查氣體瓶的標籤，確定氣體瓶是否有超出有效期，如果到期立即更換新的氣體瓶。
11. ERROR! Invalid sample：重新執行樣品-確定樣品沒有極端高或低的分析高度。
12. ERROR!Invalid Barcode：按OK再試，如果錯誤信息再出現，檢查產品檢查或清潔條碼機①壓入位於條碼機導軌的插掣內②從分析儀小心地滑入條碼機的導軌③使用一塊不含絨的布，以稀釋酒精或氨水擦浸濕淨劑，小心地擦抹條碼機表面使其乾淨④滑動條碼機的導軌到條碼機上，直到卡嗒一聲響)。

|                                                         |          |                                 |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 血液氣體分析儀使用說明<br>評核表 OPTI CCA -TS | 編 號    | A31000-Q18-F-C25 |
|                                                         |          |                                 | 版 本    | 第 1.3 版          |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部                             | 修正日期   | 112 年 05 月 02 日  |
|                                                         |          |                                 | 頁數/總頁數 | 2/3              |

(三) 清潔保養注意事項：

1. 檢查電源線是否完整。
2. 檢查機器外觀是否完整。
3. 血液氣體分析儀其產品使用規範處理。
4. 檢查並維持儀器表面的清潔乾燥。

|                                                         |          |                                 |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 血液氣體分析儀使用說明<br>評核表 OPTI CCA -TS | 編 號    | A31000-Q18-F-C25 |
|                                                         |          |                                 | 版 本    | 第 1.3 版          |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部                             | 修正日期   | 112 年 05 月 02 日  |
|                                                         |          |                                 | 頁數/總頁數 | 3/3              |

單位名稱：\_\_\_\_\_

|        |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 日期     |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被評核者   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核內容   | (一) 儀器操作步驟及要點說明： |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 4                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 5                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 6                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (二) 異常簡易故障排除方法：  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 4                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 5                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 6                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 7                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 8                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 9                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 10               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 11               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 12               |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (三) 清潔保養注意事項：    |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 2                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 3                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 4                |  |  |  |  |  |  |  |
| 正確率(%) |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核者    |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註     |                  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正確：以 V 表示      2.不正確：以 X 示      3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：\_\_\_\_\_