

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	生理監視器使用說明評核表 NIHON KOHDEN BSM-6701K	編號	A31000-Q18-F-C26
	制定單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：NIHON KOHDEN BSM-6701K

四、生理監視器使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 其他功能：12 誘導分析、藥物計算、肺功能、床際(別床訊號)、關閉觸控、數字放大、定時設定，必須到此處。
2. 標準畫面：結束設定工作視窗，回復標準顯示畫面。
3. 患者管理：進/出患者監護(包含病患基本資料建立)、警報上下限設定、不整脈警報設定。
4. 趨勢圖：各種生理訊號趨勢圖查閱。
5. 操作設定：病人管理、警告管理及設定，病人資料查閱、維護等四大功能群組設定視窗。
6. 「警告查閱」：從警報歷史紀錄選擇「警告查閱」功能鍵：顯示最近儲存的警告波形。
7. 調整大小(靈敏度)：預設為自動可依需求手動調整大小 1/4、1/2、1、2、4。
8. 調整呼吸方式：依病人胸式或腹式呼吸調整 R-L、R-F。
9. 心電圖波形干擾過濾選擇：其他設定進入選擇濾波器；指定相關過濾器(分為診斷、中、最上限)。
10. 列印某一警告波形：由中央生理監視系統選擇欲列印警告波形。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 按下開關後無法開啟：電源線未接上、插座電壓不足、電源連接電路板故障。
2. 生理參數未出現：導線未接上，檢查病人端是否接妥。
3. 無畫面：顯示器故障，主機電路板故障。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 定期檢查：每個月至少 1~2 次。由固定的人員檢查醫療儀器功能並記錄之，灰塵用乾布或軟毛刷擦拭。
2. 遇有不正常或故障情形時，先觀察是否插頭沒插好，導線有鬆脫、故障情形，若無法排除，請醫工室檢測，仍故障則連絡廠商維修。
3. 每日檢測警示設定範圍，並且不可隨意將警示功能關閉。
4. 平時電線需用繞圈方式捲好，勿來回對折，因折到電線易接觸不良甚至漏電。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	生理監視器使用說明評核表 NIHON KOHDEN BSM-6701K	編號	A31000-Q18-F-C26
	制定單位		版本	第 1.1 版
		護理部	修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____