

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	水療床使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C30
			版本	第 1.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	109 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：ArjoHuntleigh

四、使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明

1. 能正確操作水療病床上升/下降，控制背部支撐角度
2. 能正確使用清洗蓮蓬頭及調整給水溫度
3. 能說出電池電量不足時會發出嗡嗡聲，應儘快充電

(二) 異常簡易故障排除方法

1. 若因其他原因控制面板不能使用，則按停止符號；若不小心誤觸緊急按鈕，可順時針轉動，緊急按鈕會自行彈起

(三) 清潔保養注意事項

1. 能正確拆裝電池及正確充電
2. 水療結束後能正確使用消毒蓮蓬頭進行水療床消毒

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	正確率(%)							
評核者								
備註								

註： 1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) /實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____