

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動病床使用說明評核表 Hill-Rom (900Accella)	編號	A31000-Q18-F-C31
	制定單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	110 年 04 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

(一) 儀器操作步驟及要點說明

1. 確認病床已插上電源。
2. 重新歸零體重計：將床上的物品移除，螢幕顯示 0.0 kg 以及 >0< 燈號出現。
3. 量體重：病人靜止的躺在床墊中間，床欄拉起，身上管路、導線懸空，按下測量體重鍵。
4. CPR 時，拉住黃色之 CPR 握把，直到頭部和膝部達到水平位置且腳步停止上升。

(二) 異常簡易故障排除方法

1. 病床控制鍵無法使用，重新開啟電源，若仍無法開啟請廠商維修。
2. 病床無法降低，檢視床底的障礙物偵測感應器間有無物品。
3. 觸控螢幕無法使用，檢視醫療床是否為電池模式。

(三) 清潔保養注意事項

1. 漂白水清潔。
2. 每月定期檢視電動床功能及床墊是否破損。
3. 電源連接於床頭藍色電動床專用插座。

三、使用說明評核表內容：

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	電動病床使用說明評核表 Hill-Rom (900Accella)	編號	A31000-Q18-F-C31
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	110 年 04 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____