

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	動脈血氧分析機使用說明 評核表 pHox Ultra	編號	A31000-Q18-F-C32
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	110 年 12 月 07 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：pHOx Ultra

四、動脈血氧分析機使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確使用 GAS 空針從病患身上抽取約 1.6cc 血液，將檢體搖動或搓揉檢體，確保血液與抗凝劑混合。
2. 能正確輸入病人病歷號。
3. 能正確完成”上機”之步驟。
4. 能正確完成”吸入”之步驟。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 能說出螢幕出現橘色燈號(校正失敗或QC LOCK)之排除方法：分析項目有問題，點一下橘色燈號的分析項目，會顯示它是校正失敗或QC LOCK，螢幕上會出現處理方式及所需時間，儀器會自動執行。
2. 能說出當藥水剩餘量<10%或超出過期日，表更換藥水，更換試劑包安裝即可。
3. 顯示CLOT之排除方法:能說出當螢幕出現No Solution F、No Air、ABG Back Flow、No Calibrator A、B、C、D等表示Clot，先點入"系統"進入"一般維護"，點選"沖洗流路，CLOT排塞"，再按開始。

（三）清潔保養注意事項：

1. 能說出機器有髒時使用清水或酒精棉片擦拭機器。
2. 能說出機器會自動每 2 小時儀器校正。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	動脈血氧分析機使用說明 評核表 pHox Ultra	編號	A31000-Q18-F-C32
			版本	第 1.0 版
	制定單位	護理部	修正日期	110 年 12 月 07 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____