

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C33
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	112 年 03 月 07 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：ZOLL

四、CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準使用說明評核表內容

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確操作熱交換線圈放入冷凝槽內並緊閉上蓋。
2. 能正確操作阻氣閥筒置入阻氣閥座。
3. 能正確將橡皮管導入旋轉式幫浦內。
4. 能正確以生理食鹽水完成管線排氣成為可啟動狀態。
5. 能正確將啟動裝置上的管線連接至病人導管的接頭。
6. 能正確操作啟動系統。
7. 能正確操作停止程序。

(二) 異常簡易故障排除方法：(口述)

1. 能說出 Air Trap Fault 阻氣閥錯誤，處理方法為檢查管路是否滲漏，以毛巾將阻氣閥外表完全擦乾以去除任何凝結物，若問題仍在，停止使用並聯絡醫工或廠商。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 每次療程結束後使用清水或酒精棉片擦拭機器。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	CVCs 溫控裝置 TGXP 操作標準 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C33
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	112 年 03 月 07 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____