

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-C34
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	112 年 03 月 07 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：ArcticSun

四、北極日體溫調節系統使用說明評核表內容

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 能正確操作置放溫控傳遞墊：背腹部、大腿部各 2 片。
2. 能正確連接傳遞墊管線。
3. 能正確啟動療程。
4. 能正確操作更改療程設定。
5. 能正確操作中斷/停止療程程序。
6. 能正確將傳遞墊管線分離：分離時務必執行傳遞墊排空，避免貼墊內無菌水流出，全程需壓住街頭兩側卡榫。

(二) 異常簡易故障排除方法：(口述)

1. 能說出主機缺水在開機或排空傳遞墊結束時，系統水位感測器檢測到水箱已空，處理方法為再次排空傳遞墊或蓄無菌蒸餾水。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 每次療程結束後使用清水或酒精棉片擦拭機器。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	北極日體溫調節系統 ArcticSun 使用說明評核表	編 號	A31000-Q18-F-C34
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.0 版
			修正日期	112 年 03 月 07 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____