

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 NELLCOR PM10N	編號	A31000-Q18-F-C35
	制定單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	114 年 04 月 08 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：**NELLCOR PM10N**

四、血氧濃度感測儀使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明

1. 能正確操作電源開/關鍵：按壓約 1 秒鐘以上即可開/關機。
2. 進入系統設定，護理人員能正確操作設定如下：
 - (1) 保存熱點讀數：保留此刻數據。
 - (2) 報警限值：設定報警上下限值。
 - (3) 設備設置：調整監護系統的亮度和音量。
 - (4) 監護歷史紀錄：讀取熱點或歷史紀錄。
 - (5) 更改患者模式：選擇患者模式。

(二) 異常簡易故障排除方法

1. 若發生未檢測到脈搏應先檢查患者狀態，讓患者保持靜止檢查供血情況，檢查所有的連接及更換感測器的部位、檢查或更換粘貼型纏繞帶。
2. 能說出電池處於低電量或沒電時，應更換電池。
3. 能說出按壓電源鈕無法開機的處理方式。
4. 螢幕凍結或按鍵無法正常運作，按住“電源開/關”按鈕至少 10 秒鐘重啟系統，重新開機後若仍無法正常運作，請聯繫醫工組處理。
5. 若系統停滯，則會發出蜂鳴音，按住電源按鈕約 10 秒鐘，強制關閉監護系統。
6. 若螢幕呈現空白，確定“電源打開”指示燈點亮，如果不亮，短促按下“電源開/關”按鈕檢查監護系統是否處於“睡眠模式”。

(三) 清潔保養注意事項，能正確說出或操作以下三項

1. 以非腐蝕性的清潔劑或酒精，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及配件上。
3. 感應器可使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 NELLCOR PM10N	編 號	A31000-Q18-F-C35
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.1 版
			修正日期	114 年 04 月 08 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期																
被評核者																
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：															
	1															
	2a															
	2b															
	2c															
	2d															
	2e															
	(二) 異常簡易故障排除方法：															
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	(三) 清潔保養注意事項：															
	1															
	2															
	3															
正確率(%)																
評核者																
備註																

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以－表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____