

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	Hemochron 血凝分析儀使用說明 評核表	編號	A31000-Q18-F-C36
			版本	第 1.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 02 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Hemochron signature elite

四、血凝分析儀使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明

1. 能正確於待機畫面插入已回溫至少 1 小時的試片。
2. 能正確鍵入病人 ID 及操作者 ID。
3. 能正確於加熱完成注入適切檢體量。
4. 能正確於分析完成後，移除試片記錄報告。

(二) 異常簡易故障排除方法

1. 電池充電(CHARGE BATTERY)：將電池連續充電 8 小時，若錯誤訊息仍然出現時，請聯絡醫工。
2. 電池故障(BATTERY FAULT)：持續充電 8 小時後訊息仍出現請聯絡醫工。
3. 加熱器溫度過低(Heater Too Cool)：電池充電後，再重新測試，若錯誤訊息仍然出現時，請聯絡醫工。
4. 加熱器溫度太熱(Heater Too Hot)：更換新試片測試，若錯誤訊息仍然出現時，請聯絡醫工。
5. 偵測器故障(Detector Fault)：更換新試片測試，若錯誤訊息仍然出現時，請聯絡醫工。
6. 樣本過量/樣本不足(Sample Too Large/Sample Too Small)：打入檢體過多或過少，請更換試片測試，若錯誤訊息仍然出現時，請聯絡醫工。
7. 低於下限(Out of Range-Lo)：測試結果超出測試範圍，檢體可能凝固或有氣泡，重新抽取檢體再測試。
8. 超出上限(Out of Range-Hi)：測試結果超出測試範圍，檢體可能混合到抗凝劑，重新抽取檢體再測試。

(三) 清潔保養注意事項

1. 使用沾水棉布清潔儀器外殼與試片插入處。
2. 若使用酒精棉片擦拭受到血漬污染的部位，務必再以濕布將酒精擦掉，最後以乾布擦乾。
3. 不得使用溶劑或強效清潔液，可能會損傷儀器的塑膠元件。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	Hemochron 血凝分析儀使用說明 評核表	編 號	A31000-Q18-F-C36
	制定 單位		版 本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	113 年 02 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期																
被評核者																
評核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：															
	1															
	2															
	3															
	4															
	(二) 異常簡易故障排除方法：															
	1															
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	(三) 清潔保養注意事項：															
	1															
	2															
	3															
正確率(%)																
評核者																
備註																

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%

評核總成績：_____